

## Wskaźnik kontroli procesu mycia w myjniach dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych

Kod: TR.CDWA4

Opakowanie: 200 sztuk

Producent: Terragene



- Zgodny z ISO/TS 15883-5:2005

## Uchwyt do wskaźników mycia

Kod: TR.CDWAH

- Producent: Terragene



#### Instrukcja użycia:

1. Umieść wskaźnik w uchwycie CDWAH.
2. Umieść uchwyt ze wskaźnikiem na tacy z materiałem przeznaczonym do mycia.
3. Po zakończeniu procesu wyjmij wskaźnik z uchwytu i sprawdź czy w miejscu wskaźnika pozostało niczym nie zabarwione pole – porównaj wynik z tabelą w załączonej instrukcji.
4. Zapisz rezultat kontroli.
5. Jeśli po zakończonym cyklu mycia są pozostałości atramentu podejmij stosowne działania

#### Najczęstsze przyczyny błędu:

1. Niewłaściwe umieszczenie wskaźnika
2. Zbyt krótki czas procesu mycia
3. Za niska temperatura mycia
4. Zbyt mała dawka detergentu
5. Za mała skuteczność użytego detergentu
6. Zbyt duża liczba narzędzi na tacy – niewłaściwy załadunek
7. Zablockowane ramiona spryskiwaczy
8. Zatkany filtr wody
9. Zbyt niskie ciśnienie wody zasilającej

Jeśli plama atramentu jest praktycznie taka sama jak przed procesem mycia oznacza to możliwość wystąpienia obok powyższych również innego błędu takiego jak:

1. Brak fazy wstępnego mycia w zimnej wodzie,
2. Woda w czasie fazy mycia wstępnego ma zbyt wysoką temperaturę – nie może być wyższa niż 40 °C ,
3. Mechaniczne uszkodzenie urządzenia

W wyniku podjętych działań korygujących powinno się usunąć wszystkie wykryte błędy procesu mycia.

#### Uwagi:

Użyj co najmniej jednego wskaźnika na każdy cykl mycia.

Wskaźniki służą do jednorazowego użytku.

Nie dotykać atramentu wskaźnika.

#### Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej pomiędzy 10 a 30 °C , chronić przed światłem i wilgocią.