

STERIKING®



STERIGAT

OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE

STERIKING® Super miękka włóknina zielona do zastosowań specjalnych

Super miękka sterylizacyjna zielona włóknina odporna na wodę i alkohol, wytworzona ze ścieru drzewnego i włókien syntetycznych. służy do zawijania tac narzędziowych.

Stosowana jest do pakowania wyrobów poddawanych sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu czy radiacyjnie. Może być stosowana jako wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie i obłożenie sterylnego pola operacyjnego. Może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z papierem krepowanym i materiałami tekstylnymi..

Zgodność z międzynarodowymi normami:

Włókniny STERIKING® odpowiadają międzynarodowym normom i standardom : ISO 11607-1:2006 i EN 868-2:1999. i zarejestrowane są jako akcesoria klasy I zgodnie z wymaganiami europejskiej dyrektywy dla artykułów medycznych MDD/93/42. Zgodność z MDD jest uwidoczniona za pomocą znaku CE, który drukowany jest na etykiecie zamieszczonej na każdym kartonie opakowania transportowego. Zaprojektowane, produkowane i walidowane tak, aby spełniały zamierzone cele. Zostały wyprodukowane zgodnie z Systemem Jakości ISO 9001.

Zalecenia dotyczące przechowywania i okresu ważności:

Nie obowiązują żadne specjalne środki bezpieczeństwa, jakie należy zachować przechowywaniu bądź przewożeniu. Nie należy jednak wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nadmiernej wilgotności. Okres trwałości jest związany raczej z wydarzeniami a nie z czasem. Jeżeli produkt przechowywany jest zgodnie z instrukcją to okres ważności wynosi 5 lat od daty produkcji.

Ograniczenia:

Nie są przeznaczone do sterylizacji suchym gorącym powietrzem oraz do sterylizacji plazmowej.

Sprzedaż i opakowanie transportowe:

Papiery zapakowane są w pudła z twardego kartonu, które mogą być poddawane recyklingowi. Wewnątrz kartonu arkusze są szczelnie zapakowane w folię polipropylenową chroniącą przed pyłem i wilgocią. Folie te również można poddawać recyklingowi.

Etykietowanie:

Każdy karton posiada etykietę zawierającą konieczne informacje dotyczące zawartości zgodnie z normą ISO 11607-1:2006 i EN 868-2:1999.

Reklamacje:

W przypadku wystąpienia potrzeby reklamacji, musi być ona opatrzona numerem seryjnym oraz kodem identyfikacyjnym produktu. W celu oceny reklamacji, wadliwa próbka (bądź jej fotograficzny zapis cyfrowy) oraz opis wady musi być dostarczona do WIPAK.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

STERIGAT Sp. z o.o., 02-989 Warszawa, ul. Zaściankowa 50

Biuro handlowe: 03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92

www.sterigat.com e-mail: sterigat@sterigat.pl tel.: 22 3797160 fax.: 22 3797 161

TYPOSZEREG

Kod	wymiary (cm)	Opakowanie
NWG50	50 x 50	400
NWG60	60 x 60	400
NWG75	75 x 75	200
NWG90	90 x 90	150
NWG100	100 x 100	150
NWG120	120 x 120	100
NWG137	137 x 137	100

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

STERIGAT Sp. z o.o., 02-989 Warszawa, ul. Zaściankowa 50

Biuro handlowe: 03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92

www.sterigat.com e-mail: sterigat@sterigat.pl tel.: 22 3797160 fax.: 22 3797 161