

INKUBATOR CARONTE

DO WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH O STANDARDOWYCH I SZYBKICH ODCZYTACH

Inkubator Caronte wyposażony jest w 12 niezależnych cel umieszczonych w dwóch rzędach. W każdym rzędzie można jednocześnie inkubować w tej samej temperaturze wskaźniki o różnych czasach odczytu. W obu rzędach można ustawić różną temperaturę.



Nowe urządzenie – wiele możliwości

Wskaźnik	Czas inkubacji	Temperatura inkubacji
PARA	20 min	60°C
PARA	1 h	60°C
PARA	3 h	60°C
PARA	24 h	60°C
VH2O2	30 min	60°C
VH2O2	2 h	60°C
VH2O2	24 h	60°C
EO	4 h	37°C
EO	48 h	37°C
FORMALDEHYD	48 h	60°C



Caronte jest kompatybilny ze wskaźnikami firmy Bionova®, ECS, EZTest® i inne.

Urządzenie działa samodzielnie:

- Alarm dźwiękowy, za pomocą którego ostrzega operatora o zakończeniu badania.
- Natychmiastowy wydruk wyników z datą badań.
- Automatyczne przechowywanie przygotowanych do transferu plików z wynikami badań.

Podczas całego procesu inkubacji Caronte samodzielnie wykonuje każdą niezbędną kontrolę.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do przeprowadzenia procesu (rodzaj ampułki, odpowiedni czas i temperatura, dane operatora, nr sterylizatora oraz w razie potrzeby numer partii ampułki) późniejsza interwencja operatora nie jest wymagana – poza usunięciem ampułki po zakończonym procesie.

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl

Podłączenie do sieci i komputera.

W trybie „Acces Point” połączy się z dowolnym urządzeniem wyposażonym w Wi-Fi, w trybie „Client” z istniejącą siecią Wi-Fi. Dołączone do Caronte oprogramowanie umożliwia szybką wymianę danych i łatwe archiwizowanie wszystkich przeprowadzonych badań.



Natychmiastowy transfer terminów wykonanych badań, listy operatorów i używanych sterylizatorów.



Proste, bezpieczne i szybkie przechowywanie.



Transfer danych za pomocą pamięci USB lub Wi-Fi.

W przypadku wyboru transferu za pomocą Wi-Fi jest on realizowany tylko poprzez oprogramowanie na komputerze PC, natomiast przy transferze poprzez USB należy wejść na stronę konfiguracji i wybrać opcję importu z USB.

Technologia odczytu

Dzięki stałej temperaturze (+/- 2°C), zapewnieniu optymalnych warunków do wzrostu bakterii oraz precyzyjnemu czujnikowi kolorów, urządzenie w krótkim czasie dostrzega wszelkie zmiany kolorów pożywek indywidualnie dokumentując który proces inkubacji dał wynik pozytywny, a który negatywny.

Dostępne ustawienia

- dla każdego rzędu cel można wybrać inną temperaturę;
- włączenie lub wyłączenie automatycznego drukowania wyników testów na koniec każdej inkubacji;
- włączenie lub wyłączenie dźwięku sygnalizującego koniec testów;
- czas włączenia trybu czuwania;
- wybór języka obsługi (*aby konfiguracja zmiany języka odniosła skutek konieczne jest ponowne uruchomienie*);
- import listy operatorów i sterylizatorów za pomocą USB (*pliki są tworzone przy użyciu załączonego oprogramowania na komputerze*);
- data i godzina na urządzeniu;
- konfiguracja Wi-Fi.

NR KAT.	OPIS
EC.CARONTE	Inkubator z drukarką
EC.TERMOMETR	Termometr (opcja)



Okres gwarancji: 12 miesięcy

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl