



Szczotka z przesuwaną pokrywką i nylonowym włosiem




26029 Twardość włosia regulowana
 długość: 55 mm
 szerokość: 23 mm

3 szt.

Nylonowe szczotki do czyszczenia narzędzi MIS, do mycia w myjniach-dezynfektorach, wytrzymują temperaturę do 134 °C

	Całkowita długość	Długość szczotki	Średnica szczotki		
	09365	850 mm	100 mm	5.0 mm	5 szt.
	09317	650 mm	100 mm	5.0 mm	5 szt.
	09316	650 mm	100 mm	7.0 mm	5 szt.
	09315	650 mm	100 mm	10.0 mm	5 szt.
	09314	650 mm	100 mm	12.0 mm	5 szt.
	09312	610 mm	100 mm	5.0 mm	5 szt.
	09311	610 mm	100 mm	7.0 mm	5 szt.
	09310	610 mm	100 mm	10.0 mm	5 szt.
	09309	610 mm	100 mm	12.0 mm	5 szt.
	09313	610 mm	50 mm	2.5 mm	5 szt.
	09345	500 mm	100 mm	4.0 mm	5 szt.
	09332	500 mm	100 mm	20.0 mm	5 szt.
	09346	500 mm	35 mm	3.5 mm	5 szt.
	09324	500 mm	35 mm	5.0 mm	5 szt.
	09050	500 mm	30 mm	2.5 mm	5 szt.
	09344	450 mm	100 mm	3.0 mm	5 szt.
	09318	405 mm	80 mm	5.0 mm	5 szt.
	09343	400 mm	80 mm	2.5 mm	5 szt.
	09051	350 mm	80 mm	7.0 mm	5 szt.
	09342	350 mm	60 mm	2.0 mm	5 szt.
	09339	300 mm	100 mm	2.0 mm	5 szt.
	09340	300 mm	100 mm	2.5 mm	5 szt.
	09341	300 mm	100 mm	3.0 mm	5 szt.
	09052	300 mm	100 mm	4.0 mm	5 szt.
	09306	300 mm	100 mm	5.0 mm	5 szt.
	09053	300 mm	100 mm	6.0 mm	5 szt.
	09307	300 mm	100 mm	7.0 mm	5 szt.
	09054	300 mm	100 mm	8.0 mm	5 szt.
	09055	300 mm	100 mm	10.0 mm	5 szt.
	09056	300 mm	100 mm	15.0 mm	5 szt.
	09308	300 mm	50 mm	2.5 mm	5 szt.

Zestaw szczotek

	09057	Każda 1 szt. o nr ref	1 zestaw
	09050		
	09051		
	09052		
	09053		
	09054		
	09055		
09056			


Szczotki z nylonowym włosiem do czyszczenia narzędzi, do mycia w myjni - dezynfektorze

		Całkowita długość	Długość szczotki	Średnica szczotki	
	09335	250 mm	100 mm	3.5 mm	5 szt.
	09336	250 mm	100 mm	5.0 mm	5 szt.
	09059	300 mm	80 mm	30.0 mm	5 szt.
	09334	500 mm	60 mm	40.0 mm	5 szt.
	09068	500 mm	100 mm	7.0 mm	5 szt.
	09066	800 mm	100 mm	15.0 mm	5 szt.


Szczotki do czyszczenia odsysających końcówek Frazier'a, do mycia w myjni - dezynfektorze, wytrzymują temperaturę do 134 °C

		Całkowita długość	Średnica	kolor	
	45906	215 mm	1.6 mm	biały	3 szt.
	45908	215 mm	2.0 mm	czarny	3 szt.
	45910	215 mm	2.5 mm	różowy	3 szt.
	45912	215 mm	3.0 mm	pomarańczowy	3 szt.


Szczotki do czyszczenia narzędzi, do mycia w myjni - dezynfektorze, wytrzymują temperaturę do 134 °C

		Całkowita długość	średnica	
	09095	450 mm	1.0 mm	2 szt.
	09099	450 mm	1.6 mm	2 szt.
	09319	450 mm	1.8 mm	2 szt.


Szczotka do czyszczenia / jednorazowego użytku

	długość szczotki: 20 mm		
	średnica: 5 mm		
	09049 Całkowita długość: 150 mm		100 szt.
	09322 Całkowita długość: 200 mm		100 szt.


Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia wylewek

	09303 Całkowita długość: 140 mm		5 szt.
	długość szczotki: 45 mm		
	średnica: 10 mm		


Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia butelek Büla

	09458 Całkowita długość: 650 mm		5 szt.
	długość szczotki: 60 mm		
	średnica: 40 mm		


Szczotki do czyszczenia narzędzi z osłoniętym drutem, końcówka szczotki zwężająca się

	Całkowita długość: 100 mm		
	średnica: 15 - 20 mm		
	09333 Całkowita długość: 280 mm		1 szt.
	09380 Całkowita długość: 460 mm		1 szt.


Szczotka z plastikową rękojeścią do czyszczenia narzędzi

	09338 Całkowita długość: 265 mm		2 szt.
	długość szczotki : 60 mm		
	średnica: 3.5 mm		


**Jednokrotnego użytku, jednostronne szczotki do czyszczenia narzędzi,
wytrzymują temperaturę do 134 °C – możliwe jest wysterylizowanie szczotki przed użyciem**

	09366	Całkowita długość: 450 mm długość szczotki: 8 mm średnica: 0.6 mm pierwsze 90 mm bez włosia	5 szt.
	09388	Całkowita długość: 450 mm długość szczotki: 8 mm średnica: 1.4 mm pierwsze 90 mm bez włosia	5 szt.


**Dwustronna szczotka do czyszczenia, z nylonowym włosiem,
wytrzymują temperaturę do 134 °C**

	09098	całkowita długość 175 mm	długość szczotki 35 mm 25 mm	długość włosia 10 mm 5 mm	2 szt.
	09459	całkowita długość 175 mm	długość szczotki 40 mm 30 mm	długość włosia 10 mm 10 mm	2 szt.


Szczotka do czyszczenia z syntetycznym włosiem dla narzędzi, podwójnie zakończona

	09064	całkowita długość 155 mm	długość szczotki 30 mm 10 mm	długość włosia 12 - 15 mm 15 mm	12 szt.
---	--------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------

**Szczotka do czyszczenia, do mycia w myjni-dezynfektorze,
wytrzymują temperaturę do 134 °C**


	Z bardzo wytrzymałym syntetycznym włosiem, dla uporczywych zanieczyszczeń kolor: niebieski			
	09320	całkowita długość 165 mm	długość szczotki 45 mm 30 mm	długość włosia 12 mm

Szczotki do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń


	09325	włosie ze stali nierdzewnej	1 szt.
	09012	mosiężne włosie	1 szt.
	09326	Syntetyczne włosie	1 szt.

Ze względu na fakt, iż włosie ze **stali nierdzewnej** i włosie **mosiężne** mogą uszkodzić delikatne powierzchnie szczotki należy używać bardzo ostrożnie.


Szczotka do czyszczenia rektoskopów, do mycia w myjni-dezynfektorze

	09331	całkowita długość: 450 mm średnica szczotki: 20 mm długość szczotki: 150 mm	5 szt.
---	--------------	---	--------


Jednokrotnego użytku, jednostronna, szczotka do czyszczenia endoskopów/narzędzi

	09305	całkowita długość: 256 cm średnica szczotki: 6.0 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.6 mm	1 szt.
	09304	całkowita długość: 128.5 cm średnica szczotki: 3 - 5 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.0 mm	1 szt.


Jednokrotnego użytku, jednostronna szczotka do czyszczenia narzędzi

	09351	całkowita długość: 230 cm średnica szczotki: 2.5 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 1.1 mm długość szczotki: 14.0 mm żółta	1 szt.
	26024	całkowita długość: 230 cm średnica szczotki: 2.5 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 1.4 mm długość szczotki: 14.0 mm pakowane pojedynczo, żółta	1 szt.


Jednokrotnego użytku szczotka do czyszczenia narzędzi, zakończona z dwóch stron


	09352 całkowita długość: 100 cm średnica szczotki: 2.0 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 1.2 mm długość szczotki: 12.0 mm żółta	1 szt.
	09353 całkowita długość: 100 cm średnica szczotki: 3.0 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.0 mm długość szczotki: 12.0 mm biała	1 szt.

Jednokrotnego użytku szczotka do czyszczenia narzędzi, zakończona z dwóch stron, z końcówką do czyszczenia przewodów i nylonową szczotką



	26026 całkowita długość: 265 cm średnica szczotki: 5.0 mm długość nylonowej szczotki : 20.0 mm długość szczotki do czyszczenia przewodów: 300 mm żółta	100 szt.
---	---	----------

Jednokrotnego użytku szczotka do czyszczenia dla narzędzi, zakończona z dwóch stron


	09354 całkowita długość: 230 cm średnica szczotki: 5.5 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.8 mm długość szczotki: 20.0 mm zielona	1 szt.
	09355 całkowita długość: 180 cm średnica szczotki: 5.5 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.8 mm długość szczotki: 19.0 mm zielona	1 szt.

	<p>09348 całkowita długość: 230 cm średnica szczotki: 5.0 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.8 mm długość szczotki: 23.0 mm czerwona</p>	<p>1 szt.</p>
---	--	---------------

Jednokrotnego użytku szczotki do czyszczenia narzędzi zakończone z jednej strony

	<p>09350 całkowita długość: 230 cm średnica szczotki: 3.0 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 1.7 mm długość szczotki: 18 mm zielona</p>	<p>1 szt.</p>
	<p>09349 całkowita długość: 230 cm średnica szczotki: 5.0 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.8 mm długość szczotki: 23 mm czerwona</p>	<p>1 szt.</p>

Zestaw szczotek jednokrotnego użytku do endoskopów

	<p>09356 Zestaw szczotek jednokrotnego użytku do czyszczenia endoskopów, niesterylizowalne</p> <p>1. Szczotka zakończona z dwóch stron do endoskopów niebieska całkowita długość: 257 cm średnica szczotki: 6.5 mm długość szczotki: 20 mm</p> <p>2. Zakończona z dwóch stron szczotka do czyszczenia zaworów żółta całkowita długość: 150 mm średnica szczotki: 4.5 mm, długość szczotki: 18 mm średnica szczotki: 10 mm, długość szczotki: 30 mm</p>	<p>1 szt.</p>
---	---	---------------