



## FLEX - Czyściki do czyszczenia kanałów



| NR KAT.              | WYMIARY<br>średnica x długość | SZTYWNOŚĆ WŁOSIA/ MATERIAŁ | OPAK. [szt.] |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>A</b> IL.FLEX033  | 3 mm x 30 cm                  | Miękki, poliester          | 50           |
| <b>B</b> IL.FLEX004  | 9 mm x 30 cm                  | Miękki, poliester          | 50           |
| <b>C</b> IL.FLEX005  | 12 mm x 30 cm                 | Miękki, poliester          | 50           |
| <b>D</b> IL.FLEX006  | 15 mm x 30 cm                 | Średnia, poliester-nylon   | 20           |
| <b>E</b> IL.FLEX001  | 3 mm x 10 m                   | Miękki, bawełna            | 1 rolka      |
| <b>F</b> IL.FLEX023  | 3 mm x 7,5 m                  | Średnia, poliester-nylon   | 1 rolka      |
| <b>G</b> IL.FLEX002  | 3 mm x 10 m                   | Średnia, bawełna-nylon     | 1 rolka      |
| <b>H</b> IL.FLEX024  | 6 mm x 7,5 m                  | Średnia, poliester-nylon   | 1 rolka      |
| <b>I</b> IL.FLEX007  | 15 mm x 5 m                   | Średnia, poliester-nylon   | 1 rolka      |
| <b>J</b> IL.FLEX007A | 15 mm/4 mm x 5 m              | Średnia, poliester-nylon   | 1 rolka      |
| <b>K</b> IL.FLEX021  | 3 mm x 7,5 m                  | Szorstki, poliester-nylon  | 1 rolka      |
| <b>L</b> IL.FLEX022  | 6 mm x 7,5 m                  | Szorstki, poliester-nylon  | 1 rolka      |
| <b>M</b> IL.FLEX009  | IL.FLEX001 do IL.FLEX007      | Czyściki po 1 opak.        | Zestaw       |
| <b>N</b> IL.FLEX026  | IL.FLEX021 do IL.FLEX024      | Czyściki po 1 opak.        | Zestaw       |