

# STERIGAT



## Formaldehydowy wskaźnik wieloparametrowy klasy 4

- Spełnia wymagania normy PN EN ISO 11140-1 dla wskaźników klasy 4
- Wskaźnik wieloparametrowy do niskotemperaturowej sterylizacji parą wodną i formaldehydem - klasa 4
- Monitoruje wszystkie znane parametry sterylizacji niskotemperaturową parą wodną i formaldehydem
- Do użycia w każdej tacy lub przedmiocie przeznaczonym do sterylizowania
- Wyraźna i raptowna zmiana barwy wskaźnika
- Łatwy do interpretacji – łatwy do przechowania
- nietoksyczny

## Formaldehydowy wskaźnik wieloparametrowy klasy 4

Formaldehydowe chemiczne wskaźniki Valisafe klasy 4 oferują ekonomiczny i efektywny sposób monitorowania procesów sterylizacji niskotemperaturową parą wodną i formaldehydem.

Wskaźniki są kalibrowane dokładnie do wymagań normy dla wskaźników klasy 4 i zapewniają łatwe i tanie w użyciu kontrolowanie parametrów cykli sterylizacyjnych. Wszystkie wskaźniki są nietoksyczne – nowa zaawansowana technologia wytwarzania.



# STERIGAT



Nazwa wyrobu:	Formaldehydowy wskaźnik wieloparametrowy klasy 4
Klasyfikacja wyrobu wg:	PN-EN-ISO 11140-1 (Klasa 4)
Warunki przechowywania:	10°C - 30°C ,
Wilgotność względna:	30 - 70 %
Identyfikacja serii:	Tak , na każdym wskaźniku
Data produkcji:	Tak, na pudełku
Data Ważności:	3 lata od daty produkcji,
Symbole zgodne z:	Symboliką wymaganą przez PN-EN-ISO 11140-1 (Klasa 4)
Wskaźnik:	Klasa 4
Wyrób jedнокrotnego użytku:	Tak
Wyrób laminowany:	Tak, od strony atramentu
Nietoksyczny/bezołowiowy:	Tak
Łatwość interpretacji wyniku:	Tak – wyraźna i błyskawiczna zmiana barwy
Zmiana kolorów:	Z różowego na jasno zielony, nadrukowany kolor referencyjny
Symbol produktu:	V3502024
Liczba sztuk w pudełku:	250

Wyłączny importer:

STERIGAT Sp. z o.o.  
ul. Zaściankowa 50, 02-989 WARSZAWA

adres biura handlowego:  
ul. Bukowiecka 92, 03-893 WARSZAWA  
Tel. **22 3797161**, fax: **223797161**