

NAJWYŻSZA TECHNOLOGIA MYCIA I DEZYNFEKCJI

Myjnia ultradźwiękowa BRANSON DTH8510

Nowa seria wysokowydajnych myjni ultradźwiękowych jest przeznaczona głównie do mycia instrumentów chirurgicznych i dla laboratoriów medycznych. Myjnie są modelami stołowymi, wolnostojącymi z wbudowaną wytwornicą i zbiornikiem.



Dane techniczne

Model 8510

Wymiary zbiornika:	95x290x150mm
Wymiary zewnętrzne:	599x376x467mm
Pojemność zbiornika:	20 litrów
Waga:	11,8 kg
Zużyci energii elektrycznej:	320 W
Zużycie energii elektr. z grzałką:	881 W

Getinge dostarcza kompletne rozwiązania do efektywnego i wydajnego mycia, dezynfekcji i sterylizacji w opiece zdrowotnej i sektorach przemysłu medycznego. Nasze zobowiązanie obejmuje ekspercką poradę, szkolenie i długoterminową pomoc.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

STERIGAT Sp. z o.o., 02-989 Warszawa, ul. Zaściankowa 50

Biuro handlowe: 03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92

www.sterigat.com e-mail: sterigat@sterigat.pl tel.: 22 3797160 fax.: 22 3797 161