

HCN wózek narzędziowy z jednym lub dwoma blatami

Wózek narzędziowy stosowany do transportu narzędzi na oddziałach szpitalnych

- blaty płaskie lub zagłębione w zależności od modelu,
- blaty montowane na stałe,
- grubość blatów 30 mm,
- rączka z rurki do prowadzenia wózka na krótszym boku,
- koła o średnicy 100 mm, dwa z blokadą,
- nad kołami odbojniki z tworzywa sztucznego odbojniki i bieżnia koła wykonane z antystatycznego materiału nie brudzącego ścian i posadzki,
- wszystkie krawędzie zaokrąglone wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie,
- profil konstrukcji min. 25x25, blacha gr. min. 1,2mm,
- stal nierdzewna 1.4301 (AISI304)



blat płaski



blat zagłębiony

Wózek narzędziowy z dwoma blatami (górnym i dolnym)


- prześwit pomiędzy podłogą a dolnym blatem 160 mm
- prześwit pomiędzy blatem dolnym a górnym 660 mm

Wózek narzędziowy z dwoma blatami (górnym i środkowym)

- prześwit pomiędzy podłogą a dolnym blatem 380 mm
- prześwit pomiędzy blatem dolnym a górnym 440 mm

Wózek narzędziowy z jednym blatem (górnym)

- jeden blat roboczy



BLAT GÓRNY I DOLNY NR KAT.	BLAT GÓRNY I ŚRODKOWY NR KAT.	BLAT GÓRNY NR KAT.	PRZYKŁADOWE WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]	WYMIARY BLATU [mm]	TYP BLATU
GO.HCN1300-078BK	GO.HCN1100-078BK	GO.HCN1400-078BK	780 x 400 x 880	650 x 400	płaski
GO.HCN1300-088EK	GO.HCN1100-088EK	GO.HCN1400-088EK	880 x 650 x 880	750 x 650	płaski
GO.HCN1300-113EK	GO.HCN1100-113EK	GO.HCN1400-113EK	1130 x 650 x 880	1000 x 650	płaski
GO.HCN1300-133EK	GO.HCN1100-133EK	GO.HCN1400-133EK	1330 x 650 x 880	1200 x 650	płaski
GO.HCN2300-078BK	GO.HCN2100-078BK	GO.HCN2400-078BK	780 x 400 x 880	650 x 400	zagłębiony
GO.HCN2300-088EK	GO.HCN2100-088EK	GO.HCN2400-088EK	880 x 650 x 880	750 x 650	zagłębiony
GO.HCN2300-113EK	GO.HCN2100-113EK	GO.HCN2400-113EK	1130 x 650 x 880	1000 x 650	zagłębiony
GO.HCN2300-133EK	GO.HCN2100-133EK	GO.HCN2400-133EK	1330 x 650 x 880	1200 x 650	zagłębiony

W tabeli podano wymiary bez kół odbojowych (długość +30 mm, szerokość +60 mm).
Producent: GORT

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl