

IT27W-5

Wskaźniki dezynfekcji termicznej i procesów czyszczenia
Do rutynowego monitorowania procesów dezynfekcji termicznej

**Przeznaczenie**

Przeznaczone do monitorowania procesów wilgotnym ciepłem w myjniach dezynfektorach.

Parametry działania: 5 min., 90 °C. A0 = 3000.

Autoryzacja

Zaprojektowane z uwzględnieniem systemów zarządzania jakością ISO 9001:2008 i ISO 13485:20012.

Charakterystyka

- Laminowany jednostronnie pasek wskaźnikowy z naniesionym atramentem wskaźnikowym, podłoże syntetyczne stabilne temperaturowo
- Barwa wyjściowa: Zielona
- Barwa końcowa: Purpurowa
- Wymiary: 70 mm x 30 mm

- 100 % wolne od ciężkich metali toksycznych

**Warunki otoczenia w trakcie produkcji**

Temperatura pokojowa 15-30 °C, RH 30-80 %.

Warunki magazynowania

Przechowywać w temperaturze pomiędzy 0°C i 4 °C w lodówce, RH 30-80 %, z dala od światła. Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25 °C) o ile to możliwe nie dłużej niż przez 15 dni.

Warunki transportu

Wymagania dotyczące warunków transportu powinny być ściśle przestrzegane.

Wyroby powinny być transportowane w zamkniętych, wzmocnionych pojemnikach w celu uniknięcia uszkodzeń. Transport produktu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Produkt może być przechowywany w temperaturze poniżej 25 °C do 15 dni w czasie transportu.

Okres przydatności od daty produkcji

5 lat

Opakowanie

200 sztuk w pudełku

Informacje o produkcie: kod produktu i opis, prezentacja produktu, informacje o wytwórcy i dacie na etykiecie

Etykietowanie

Informacja na pudełku produktu: kod produktu i opis, prezentacja, numer serii i data ważności

Potencjalni odbiorcy

Służba zdrowia i przemysł

Inne ważne informacje (dodatkowe)

Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję stosowania.

Uwaga: Tam gdzie to niezbędne ograniczenia dla parametrów każdego produktu powinny być wyszczególnione.

Opis zidentyfikowanych i/lub przewidywalnych zagrożeń które mogą stanowić zagrożenie dla produktu.

Magazynować produkt w oryginalnym opakowaniu, z dala od światła, środków dezynfekcyjnych, gazów i źródeł wilgoci.

Przechowywanie w nieodpowiednich warunkach może być przyczyną nieprawidłowych wyników.

Nie moczyć.

Produkt do jednorazowego użytku.

Nr kat. TR.IT27W-5

Producent: Terragene®

Sterigat Sp. z o.o.

ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa

Biuro handlowe:

ul. Bukowiecka 92 lok. 23, 03-893 Warszawa

Tel.: +48 22 3797160

Fax: +48 22 3797161

e-mail: sterigat@sterigat.pl • www.sterigat.pl

NIP: 951 229 59 60 • REGON: 142051830

konto: 42 2490 0005 0000 4520 4746 2236

KRS: 0000338923

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 5000 PLN, wpłacony w całości