

Szczotka z przesuwaną pokrywką i nylonowym włosiem

	26029 Twardość włosa regulowana długość: 55 mm szerokość: 23 mm	3 szt.
---	--	--------

Nylonowe szczotki do czyszczenia narzędzi MIS, do mycia w myjniach-dezynfektorach, wytrzymują temperaturę do 134 °C



	Całkowita długość	Długość szczotki	Średnica szczotki	
09365	850 mm	100 mm	5.0 mm	5 szt.
09317	650 mm	100 mm	5.0 mm	5 szt.
09316	650 mm	100 mm	7.0 mm	5 szt.
09315	650 mm	100 mm	10.0 mm	5 szt.
09314	650 mm	100 mm	12.0 mm	5 szt.
09312	610 mm	100 mm	5.0 mm	5 szt.
09311	610 mm	100 mm	7.0 mm	5 szt.
09310	610 mm	100 mm	10.0 mm	5 szt.
09309	610 mm	100 mm	12.0 mm	5 szt.
09313	610 mm	50 mm	2.5 mm	5 szt.
09345	500 mm	100 mm	4.0 mm	5 szt.
09332	500 mm	100 mm	20.0 mm	5 szt.
09346	500 mm	35 mm	3.5 mm	5 szt.
09324	500 mm	35 mm	5.0 mm	5 szt.
09050	500 mm	30 mm	2.5 mm	5 szt.
09344	450 mm	100 mm	3.0 mm	5 szt.
09318	405 mm	80 mm	5.0 mm	5 szt.
09343	400 mm	80 mm	2.5 mm	5 szt.
09051	350 mm	80 mm	7.0 mm	5 szt.
09342	350 mm	60 mm	2.0 mm	5 szt.
09339	300 mm	100 mm	2.0 mm	5 szt.
09340	300 mm	100 mm	2.5 mm	5 szt.
09341	300 mm	100 mm	3.0 mm	5 szt.
09052	300 mm	100 mm	4.0 mm	5 szt.
09306	300 mm	100 mm	5.0 mm	5 szt.
09053	300 mm	100 mm	6.0 mm	5 szt.
09307	300 mm	100 mm	7.0 mm	5 szt.
09054	300 mm	100 mm	8.0 mm	5 szt.
09055	300 mm	100 mm	10.0 mm	5 szt.
09056	300 mm	100 mm	15.0 mm	5 szt.
09308	300 mm	50 mm	2.5 mm	5 szt.

Zestaw szczotek



09057	Każda 1 szt. o nr ref	1 zestaw
09050		
09051		
09052		
09053		
09054		
09055		
09056		

Szczotki z nylonowym włosiem do czyszczenia narzędzi, do mycia w myjni - dezynfektorze



	Całkowita długość	Długość szczotki	Średnica szczotki	
09335	250 mm	100 mm	3.5 mm	5 szt.
09336	250 mm	100 mm	5.0 mm	5 szt.
09059	300 mm	80 mm	30.0 mm	5 szt.
09334	500 mm	60 mm	40.0 mm	5 szt.
09068	500 mm	100 mm	7.0 mm	5 szt.
09066	800 mm	100 mm	15.0 mm	5 szt.

Szczotki do czyszczenia odsysających końcówek Frazier'a, do mycia w myjni - dezynfektorze, wytrzymują temperaturę do 134 °C



	Całkowita długość	Średnica	kolor	
45906	215 mm	1.6 mm	biały	3 szt.
45908	215 mm	2.0 mm	czarny	3 szt.
45910	215 mm	2.5 mm	różowy	3 szt.
45912	215 mm	3.0 mm	pomarańczowy	3 szt.

Szczotki do czyszczenia narzędzi, do mycia w myjni - dezynfektorze, wytrzymują temperaturę do 134 °C




	Całkowita długość	średnica	
09095	450 mm	1.0 mm	2 szt.
09099	450 mm	1.6 mm	2 szt.
09319	450 mm	1.8 mm	2 szt.

Szczotka do czyszczenia / jednorazowego użytku

		długość szczotki: 20 mm	
		średnica: 5 mm	
	09049	Całkowita długość: 150 mm	100 szt.
	09322	Całkowita długość: 200 mm	100 szt.

Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia wylewek

	09303	Całkowita długość: 140 mm	5 szt.
		długość szczotki: 45 mm	
		średnica: 10 mm	

Szczotka z nylonowym włosiem do czyszczenia butelek Büla

	09458	Całkowita długość: 650 mm	5 szt.
		długość szczotki: 60 mm	
		średnica: 40 mm	


Szczotki do czyszczenia narzędzi z osłoniętym drutem, końcówka szczotki zwężająca się

		Całkowita długość: 100 mm	
		średnica: 15 - 20 mm	
	09333	Całkowita długość: 280 mm	1 szt.
	09380	Całkowita długość: 460 mm	1 szt.

Szczotka z plastikową rękojeścią do czyszczenia narzędzi

	09338	Całkowita długość: 265 mm	2 szt.
		długość szczotki: 60 mm	
		średnica: 3.5 mm	

**Jednokrotnego użytku, jednostronne szczotki do czyszczenia narzędzi,
wytrzymują temperaturę do 134 °C – możliwe jest wysterylizowanie szczotki przed użyciem**

	09366	Całkowita długość: 450 mm długość szczotki: 8 mm średnica: 0.6 mm pierwsze 90 mm bez włosia	5 szt.
	09388	Całkowita długość: 450 mm długość szczotki: 8 mm średnica: 1.4 mm pierwsze 90 mm bez włosia	5 szt.

**Dwustronna szczotka do czyszczenia, z nylonowym włosiem,
wytrzymuje temperaturę do 134 °C**

		całkowita długość	długość szczotki	długość włosia	
	09098	175 mm	35 mm 25 mm	10 mm 5 mm	2 szt.
		całkowita długość	długość szczotki	długość włosia	
	09459	175 mm	40 mm 30 mm	10 mm 10 mm	2 szt.

Szczotka do czyszczenia z syntetycznym włosiem dla narzędzi, podwójnie zakończona

		całkowita długość	długość szczotki	długość włosia	
	09064	155 mm	30 mm 10 mm	12 - 15 mm 15 mm	12 szt.

**Szczotka do czyszczenia, do mycia w myjni-dezynfektorze,
wytrzymują temperaturę do 134 °C**

		Z bardzo wytrzymałym syntetycznym włosiem, dla uporczywych zanieczyszczeń kolor: niebieski			
	09320	całkowita długość	długość szczotki	długość włosia	
		165 mm	45 mm 30 mm	12 mm	10 szt.

Szczotki do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń

	09325	włosie ze stali nierdzewnej	1 szt.
	09012	mosiężne włosie	1 szt.
	09326	Syntetyczne włosie	1 szt.
Ze względu na fakt, iż włosie ze stali nierdzewnej i włosie mosiężne mogą uszkodzić delikatne powierzchnie szczotki należy używać bardzo ostrożnie.			

Szczotka do czyszczenia rektoskopów, do mycia w myjni-dezynfektorze

	09331	całkowita długość: 450 mm	5 szt.
		średnica szczotki: 20 mm	
		długość szczotki: 150 mm	

Jednokrotnego użytku, jednostronna, szczotka do czyszczenia endoskopów/narzędzi

	09305	całkowita długość: 256 cm	1 szt.
		średnica szczotki: 6.0 mm	
		minimalny wymiar kanału biopsji: 2.6 mm	
	09304	całkowita długość: 128.5 cm	1 szt.
		średnica szczotki: 3 - 5 mm	
		minimalny wymiar kanału biopsji: 2.0 mm	

Jednokrotnego użytku, jednostronna szczotka do czyszczenia narzędzi

	09351	całkowita długość: 230 cm	1 szt.
		średnica szczotki: 2.5 mm	
		minimalny wymiar kanału biopsji: 1.1 mm	
		długość szczotki: 14.0 mm	
		żółta	
	26024	całkowita długość: 230 cm	1 szt.
		średnica szczotki: 2.5 mm	
		minimalny wymiar kanału biopsji: 1.4 mm	
		długość szczotki: 14.0 mm	
		pakowane pojedynczo, żółta	

Jednokrotnego użytku szczotka do czyszczenia narzędzi, zakończona z dwóch stron

	09352	całkowita długość: 100 cm średnica szczotki: 2.0 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 1.2 mm długość szczotki: 12.0 mm żółta	1 szt.
	09353	całkowita długość: 100 cm średnica szczotki: 3.0 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.0 mm długość szczotki: 12.0 mm biała	1 szt.

Jednokrotnego użytku szczotka do czyszczenia narzędzi, zakończona z dwóch stron, z końcówką do czyszczenia przewodów i nylonową szczotką

	26026	całkowita długość: 265 cm średnica szczotki: 5.0 mm długość nylonowej szczotki : 20.0 mm długość szczotki do czyszczenia przewodów: 300 mm żółta	100 szt.
---	--------------	--	----------

Jednokrotnego użytku szczotka do czyszczenia dla narzędzi, zakończona z dwóch stron

	09354	całkowita długość: 230 cm średnica szczotki: 5.5 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.8 mm długość szczotki: 20.0 mm zielona	1 szt.
	09355	całkowita długość: 180 cm średnica szczotki: 5.5 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.8 mm długość szczotki: 19.0 mm zielona	1 szt.

	09348 całkowita długość: 230 cm średnica szczotki: 5.0 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.8 mm długość szczotki: 23.0 mm czerwona	1 szt.
---	---	--------

Jednokrotnego użytku szczotki do czyszczenia narzędzi zakończone z jednej strony

	09350 całkowita długość: 230 cm średnica szczotki: 3.0 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 1.7 mm długość szczotki: 18 mm zielona	1 szt.
	09349 całkowita długość: 230 cm średnica szczotki: 5.0 mm minimalny wymiar kanału biopsji: 2.8 mm długość szczotki: 23 mm czerwona	1 szt.

Zestaw szczotek jednokrotnego użytku do endoskopów

	09356 Zestaw szczotek jednokrotnego użytku do czyszczenia endoskopów, niesterylizowalne 1. Szczotka zakończona z dwóch stron do endoskopów niebieska całkowita długość: 257 cm średnica szczotki: 6.5 mm długość szczotki: 20 mm 2. Zakończona z dwóch stron szczotka do czyszczenia zaworów żółta całkowita długość: 150 mm średnica szczotki: 4.5 mm, długość szczotki: 18 mm średnica szczotki: 10 mm, długość szczotki: 30 mm	1 szt.
---	--	--------