

Kod. ST.4685 END

Kosz na 2 endoskopy: 460x80x52 z zamykaną pokrywką

Kosze endoskopowe chronią endoskopy podczas mycia maszynowego i procesu sterylizacji.  
Silikonowe mocowania chronią endoskopy podczas przenoszenia i przechowywania.



#### Kosze endoskopowe

- Wykonane są ze stali nierdzewnej 304,
- Elektro-polerowane,
- Bez ostrych elementów,
- Ramka pokrywy i kosza wykonana z drutu o średnicy 5.0 mm,
- Pętle kosza z drutu o średnicy 2.0 mm,
- Zdejmowana pokrywa ze specjalnym skrętnym zapięciem chroni przed przypadkowym otwarciem,
- Miękkie silikonowe mocowanie elementu wzmocnione na podłożu ze stali nierdzewnej.

#### **Sterigat Sp. z o.o.**

ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa

#### **Biuro handlowe:**

**ul. Bukowiecka 92 lok. 23, 03-893 Warszawa**

Tel.: +48 22 3797160

Fax: +48 22 3797161

e-mail: [sterigat@sterigat.pl](mailto:sterigat@sterigat.pl) • [www.sterigat.pl](http://www.sterigat.pl)

NIP: 951 229 59 60 • REGON: 142051830

konto: 42 2490 0005 0000 4520 4746 2236

KRS: 0000338923

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 5000 PLN, wpłacony w całości