

Koszyki z drobnej siatki



Koszyki z drobnej siatki przeznaczone do mycia, sterylizacji i magazynowania narzędzi mikrochirurgicznych.

Wykonane są z elektro-polerowanej stali nierdzewnej 304.

Nie mają ostrych wystających elementów co zapewnia ochronę opakowań oraz użytkownika. Idealne do automatycznych myjni dezynfektorów i sterylizatorów.

Średnica obramowania dolnego i górnego – 3,5 mm lub 4 mm (w zależności od wielkości koszyka), Oczko 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm. Koszyki posiadają zamknięcie.

WYMIARY	NR KAT.
40 x 40 x 20	SK 404020
70 x 70 x 30	SK 707030
80 x 40 x 20	SK 804020
80 x 40 x 30	SK 804030
80 x 80 x 34	SK 808034
80 x 80 x 40	SK 808040
90 x 90 x 50	SK 909050
150 x 110 x 20	SK 15011020
160 x 40 x 20	SK 1604020
105 x 70 x 25	SK 1057025
141 x 50 x 40	SK 1415040
150 x 50 x 35	SK 1505035
180 x 130 x 20	SK 18013020
190 x 85 x 100	SK 19085100
40 x 40 x 20	SK 404020
400 x 250 x 50	SK 40025050

WYMIARY	NR KAT.
200 x 100 x 35	SK 20010035
220 x 140 x 50	SK 22014050
210 x 170 x 20	SK 21017020
235 x 155 x 40	SK 23515540
240 x 90 x 40	SK 2409040
240 x 120 x 35	SK 24012035
275 x 175 x 35	SK 27517535
280 x 170 x 60	SK 28017060
250 x 200 x 20	SK 25020020
300 x 180 x 20	SK 30018020
200 x 110 x 40	SK 20011040
225 x 110 x 50	SK 22511050
235 x 120 x 60	SK 23512060
270 x 135 x 40	SK 27013540
280 x 145 x 50	SK 28014550

Oferujemy również tace sterylizacyjne w różnym wykonaniu oraz inne drobne akcesoria.