


OBCINARKA DO RĘKAWÓW SERIA EM ENTRHAL MEDICAL



Obcinarka do rękawów z zabezpieczoną głowicą z nożem krążkowym, tnącą w obu kierunkach.

- Do przechowywania i docinania rękawów papierowo-foliowych lub z Tyveku® o różnych szerokościach – maksymalna średnica rolki 200 mm.
- Wykonana z anodowanego aluminium i stali malowanej proszkowo.
- Model do zawieszenia na ścianie – maksymalne obciążenie 25 kg.
- Specjalne stopki – opcja do modelu nastołowego.

NR KAT.	SZEROKOŚĆ MAGAZYNOWA I ROBOCZA [mm]	WYMIARY [mm]
E.EM 600	600	600 x 280 x 140
E.EM 900	900	900 x 280 x 140
E.EM 1200	1200	1200 x 280 x 140
E.8880386	specjalne stopki – opcja do modelu nastołowego	

Sterigat, 11.2022

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl