


Zdjęcie	Nr kat.	Kolor	Wymiary	Jedn. opak.
OSŁONKI				
Na gwoździe Steinmann, wykonane z kolorowego winylu				
	01053 01054 01055 01056 01057	Niebieski Zielony Brązowy Czarny Szary	Ø 3,5 mm Ø 4,0 mm Ø 4,5 mm Ø 5,0 mm Ø 10,0 mm można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	100 szt. 100 szt. 100 szt. 100 szt. 100 szt.
Dla optyki, wykonane z kolorowego winylu				
	01058	Czerwony	Ø 8,0 mm można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	100 szt.
Do lejków optyki okulara				
	01861	Czarny	Ø 31,8 mm wysokość 6,4 mm można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	100 szt.
Wykonane z przezroczystego winylu				
	01050 01051 01052 01483	 można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	Rozmiar 1, Ø ok. 2,0 mm, zgodny z kan. 10 Rozmiar 2, Ø ok. 3,5 mm, zgodny z kan. 12 Rozmiar 3, Ø ok. 5,0 mm, zgodny z kan. 16 Ø 15 mm x 35 mm dł.	100 szt. 100 szt. 100 szt. 100 szt.
Dla drutów Kirschnera				
	01059	Biały	Ø 1,5 mm x 15 mm dł. można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	10 szt.


Z otworami, okrągłe, z przezroczystego winylu				
	01484		Ø 1,6 mm x 19,0 mm dł.	100 szt.
	01485		Ø 2,0 mm x 19,0 mm dł.	100 szt.
	04186		Ø 2,8 mm x 19,0 mm dł.	100 szt.
	01487		Ø 3,2 mm x 25,4 mm dł.	100 szt.
	01488		Ø 5,0 mm x 25,0 mm dł.	100 szt.
	01489		Ø 10,0 mm x 19,0 mm dł.	100 szt.
			można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	
Z otworami, okrągłe, z kolorowego przyciemnionego winylu				
	01461	Niebieski	Ø 2,0 mm x 19,0 mm dł.	100 szt.
	01462	Zielony	Ø 2,8 mm x 19,0 mm dł.	100 szt.
	01465	Fioletowy	Ø 10,0 mm x 19,0 mm dł.	100 szt.
	30006	Białe	Ø 1,6 mm x 19,0 mm dł.	100 szt.
	30009	Czerwone	Ø 3,2 mm x 25,4 mm dł.	100 szt.
	30010	Żółte	Ø 5,0 mm x 25,0 mm dł.	100 szt.
			można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	
Dla igieł Verres, z otworami				
	01856	Przeźroczysty	Ø 2,0 mm x 19 mm dł.	50 szt.
			można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	
Dla trokarów, sond z otworami, z przezroczystego winylu				
	01857		Ø 5,0 mm x 20 mm dł.	25 szt.
	01858		Ø 5,0 mm x 43 mm dł.	20 szt.
	01859		Ø 10,0 mm x 20 mm dł.	25 szt.
	01860		Ø 10,0 mm x 57 mm dł.	20 szt.
			można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	

Dla osteotom, z otworami, prostokątne, z przezroczystego winylu				
	01807		9,5 mm x 25,0 mm dł.	50 szt.
	01808		12,7 mm x 25,0 mm dł.	50 szt.
	01811		32,0 mm x 32,0 mm dł.	50 szt.
	01812		38,0 mm x 38,0 mm dł.	50 szt.
	01813		44,5 mm x 32,0 mm dł.	50 szt.
			można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	
Siatkowe z polietylenu, wyłącznie do użytku w niskiej temperaturze i płazmie				
	01850	Pomarańczowy	Długość 76,0 mm Szer. 10 mm	24 szt.
	01851	Zielony	Szer. 15 mm	24 szt.
	01852	Niebieski	Szer. 20 mm	24 szt.
	01853	Czerwony	Szer. 40 mm	24 szt.
	01854	Czarny	Szer. 60 mm	16 szt.
	01855	Biały	Szer. 70 mm	16 szt.
Z otworami, z kolorowego przyciemnionego winylu				
	01826	Biały	Długość: 38,0 mm Odpowiednie do narzędzi o średnicach: Ø 2-3 mm	70 szt.
	01827	Niebieski	Ø 3-4 mm	70 szt.
	01828	Zielony	Ø 4-5 mm	70 szt.
	01829	Czerwony	Ø 5-6 mm	70 szt.
	01830	Żółty	Ø 6-7 mm	70 szt.
	01831	Fioletowy	Ø 7-8 mm	70 szt.
	01832	Pomarańczowy	Ø 8-9 mm	70 szt.
	01833	Brązowy	Ø 9-10 mm	70 szt.
	01834	Czarny	Ø 10-11 mm	70 szt.
	01835	Zielony	Ø 15-16 mm	50 szt.
	01836	Żółty	Ø 19-20 mm	50 szt.
	01837	Pomarańczowy	Ø 21-22 mm	50 szt.
			można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	

	01838 01839 01840 01841 01842 01843 01844 01845 01846 01847 01848	Biały Niebieski Zielony Czerwony Żółty Fioletowy Pomarańczowy Brązowy Czarny Zielony Żółty	Długość: 51,0 mm Odpowiednie do narzędzi o średnicach: Ø 2-3 mm Ø 3-4 mm Ø 4-5 mm Ø 5-6 mm Ø 6-7 mm Ø 7-8 mm Ø 8-9 mm Ø 9-10 mm Ø 10-11 mm Ø 15-16 mm Ø 19-20 mm można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	70 szt. 70 szt. 70 szt. 70 szt. 70 szt. 70 szt. 70 szt. 70 szt. 70 szt. 50 szt. 50 szt.
Podwójne z otworami, z kolorowego przyciemnionego winylu				
	01800 01801 01802 01803 01804 01805	Biały Niebieski Zielony Czerwony Żółty Pomarańczowy	Ø 1,6 mm x 19 mm dł. Ø 2,0 mm x 19 mm dł. Ø 2,8 mm x 19 mm dł. Ø 3,2 mm x 25 mm dł. Ø 5,0 mm x 25 mm dł. Ø 2,0 mm x 25 mm dł. można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt.
Dla rozwieraczy, z przeźroczystego winylu				
	01814 01815 01816		38 mm dł. 51 mm dł. 76 mm dł. można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	55 szt. 45 szt. 40 szt.

Dla rozwieraczy Weitlanera, z winylu				
	01472	Różowy	25 mm x 13 mm	50 szt.
	01473	Przeźroczysty	25 mm x 13 mm	50 szt.
	01474	Zielony	32 mm x 13 mm	50 szt.
	01475	Przeźroczysty	32 mm x 13 mm	50 szt.
			można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	
Prostokątne z otworami, z podniesionym środkiem, z elastomeru termoplastycznego				
	30005	Naturalny	2 mm x 9 mm x 25 mm	100szt.
	30000	Pomarańczowy	2 mm x 9 mm x 25 mm	100szt.
	30002	Czarny	3 mm x 25 mm x 25 mm	100szt.
	30001	Naturalny	3 mm x 25 mm x 25 mm	100szt.
	30016	Naturalny	2 mm x 16 mm x 25 mm	100 szt.
	30017	Brązowy	2 mm x 16 mm x 25 mm	100 szt.
			można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	
Prostokątne dla osteotomii z otworami, z podniesionym środkiem, z elastomeru termoplastycznego				
	30004	Naturalny	6,4 mm x 19,0 mm	50 szt.
	30003	Naturalny	19,0 mm x 25,4 mm	50 szt.
			można sterylizować w parze wodnej 121/134 °C i EO	

Do transportu i przechowywania instrumentów EndoWrist® - Leonardo-Wet-Set				
	50055		3 tubki , 3 nasadki	1 zestaw
	50058		20 tubek, 20 nasadek	1 zestaw
Jednorazowe, plastikowe, przeźroczyste osłonki, wytrzymują temperaturę do 134°C				
	01477		Maksymalna szerokość narzędzia: do 50 mm (szer. nacięcia 55 mm) 140 mm długość robocza	100 szt.
	01471		do 25 mm (szer. nacięcia 30 mm) 105 mm długość robocza	1000 szt.
	01476		do 10 mm (szer. nacięcia 15 mm) 60 mm długość robocza	1000 szt.
			Jak użyć: Najpierw krótszą część zagiąć, a następnie przełożyć pod otworem w kształcie litery V Dla wąskich narzędzi środki można zagiąć do wewnątrz, co zapobiegnie wysunięciu się narzędzia Na końcu narzędzia są przepychane przez zrobione otwory jak pokazano na rys. 3	

Jednorazowe, papierowe osłonki, wytrzymują temperaturę do 134°C				
	01492	Biały	Maksymalna szerokość narzędzia: do 50 mm (szer. nacięcia 55 mm) 140 mm długość robocza	100 szt.
	01469	Biały	do 25 mm (szer. nacięcia 30 mm) 105 mm długość robocza	1000 szt.
	01470	Biały	do 10 mm (szer. nacięcia 15 mm) 60 mm długość robocza	1000 szt.
Jednorazowe papierowe, złożone i skleione, do noży i haków, wytrzymują temperaturę do 134°C				
	01499	Biały	Maksymalna szerokość narzędzia : do 20 mm 105 mm długość robocza	100 szt.
	01496	Biały	do 20 mm 105 mm długość robocza	1000 szt.
Papierowe osłonki na noże do amputacji, wytrzymują temperaturę do 134°C				
	01478	Biały	246 mm x 33 mm z 16 otworami	100 szt.
	01479	Biały	123 mm x 33 mm z 8 otworami	100 szt.