

## PAPIERY KREPOWANE STERYLIZACYJNE

### MATERIAŁY OPAKOWANIOWE STERIKING®

Papiery sterylizacyjne mogą być stosowane jako samodzielne opakowanie, w połączeniu z włókninami sterylizacyjnymi lub jako obłożenie sterylnego pola operacyjnego.

- Gramatura nominalna 60 g/m<sup>2</sup>.
- Niska zawartość chlorków i siarczanów.

Wykonane są zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych ISO 11607-1 i EN 868-2.

### PAPIER KREPOWANY MIĘKKI BIAŁY I ZIELONY

Odpowiedni do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i radiacyjnej.

WYMIARY [ mm ]	NR KAT.	OPAK. [ szt. ]	KOLOR
400 x 400	<b>A.SPC 40</b>	500	Biały (W) / Zielony (G)
500 x 500	<b>A.SPC 50</b>	500	Biały (W) / Zielony (G)
600 x 600	<b>A.SPC 60</b>	500	Biały (W) / Zielony (G)
750 x 750	<b>A.SPC 75</b>	250	Biały (W) / Zielony (G)
900 x 900	<b>A.SPC 90</b>	250	Biały (W) / Zielony (G)
1000 x 1000	<b>A.SPC 100</b>	250	Biały (W) / Zielony (G)
1000 x 1400	<b>A.SPC 140</b>	100	Biały (W) / Zielony (G)
1200 x 1200	<b>A.SPC 120</b>	100	Biały (W) / Zielony (G)



### PAPIER KREPOWANY SUPER MIĘKKI NIEBIESKI

Odpowiedni do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu.

WYMIARY [ mm ]	NR KAT.	OPAK. [ szt.]
500 x 500	<b>A.SCB 50</b>	500
600 x 600	<b>A.SCB 60</b>	500
750 x 750	<b>A.SCB 75</b>	250
900 x 900	<b>A.SCB 90</b>	250
1000 x 1000	<b>A.SCB 100</b>	250
1200 x 1200	<b>A.SCB 120</b>	100



**PRZECHOWYWANIE:** Nie obowiązują żadne specjalne środki bezpieczeństwa, jakie należy zachować przy przechowywaniu bądź przewożeniu papierów krepowanych STERIKING®. Nie należy jednak wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nadmiernej wilgotności.