

DINA - HEGA MEDICAL


URZĄDZENIE DO PRZEPLUKIWANIA I SUSZENIA

Urządzenie przystosowane do zasilania wodą demineralizowaną o ciśnieniu do 10 barów lub sprężonym powietrzem za pomocą odpowiednich złączy. Stożkowa nakrętka ze stali nierdzewnej na końcu pistoletu pozwala na stabilne mocowanie go w stole lub do ściany.

- **PISTOLET DINA BEZ KOŃCÓWEK, H.6015**
Standardowo dostarczany z węzłem PVC o dł. 1,5 m lub 3,0 m i przyłączem do wody ½" lub ¾".
- **PISTOLET DINA Z 8 KOŃCÓWKAMI, H.6010**
Dostarczany z 8 specjalnymi końcówkami na listwie mocowanej taśmą dwustronnie przyklepną (H.5220):
 1. Strumieniowa pompa wodna do zasysania płynów (H.5030)
 2. Końcówka do mycia butelek i pojemników Erlenmeyer (H.5020)
 3. Końcówka Luer do strzykawek i kaniul ze stożkową końcówką (H.4260)
 4. Końcówka do pipet pomiarowych i krwi (H.5010)
 5. Końcówka record do igieł i kaniul z końcówką record (H.4270)
 6. Dysza rozpylająca do sputkiwania szkła, powierzchni (H.4250)
 7. Końcówka do czyszczenia rur do drenażu (H.4240)
 8. Końcówka do czyszczenia kateterów i zaworów (H.4230)- Wszystkie końcówki można zamawiać indywidualnie

Zarówno urządzenie DINA jak i wszystkie końcówki współpracują z szeroko używanym dotychczas urządzeniem SELECTA i jego końcówkami.

W zestawie fabrycznym DINA brak przyłącza do sprężonego powietrza. Możemy przystosować pistolet i dołączyć 5 m wąż spiralny do sprężonego powietrza. Producent nie zaleca używania tego węża do wody.




WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

▪ ZESTAW 7 KOŃCÓWEK

(w tym 5 szczotek) współpracujących z DINA i NOVA (H.5210):

1. Oprzyrządowanie do mycia rur prostych, długość 250 mm (H.5060).
 2. Oprzyrządowanie do mycia rur zakrzywionych, długość 230 mm (H.5050).
 3. Szczotka, średnica 12 mm, długość 134 mm (H.5080).
 4. Szczotka, średnica 12 mm, długość 184 mm (H.5085).
 5. Szczotka-U, średnica 40 mm, długość 130 mm (H.5090).
 6. Szczotka-U, średnica 40 mm, długość 180 mm (H.5095).
 7. Okrągła szczotka, średnica 54 mm, wysokość 30 mm (H.5100)
- Wszystkie końcówki można zamawiać indywidualnie



▪ UCHWYT NA PISTOLET

Czarny nylon (H.3000)
Chromowany mosiądz (H.3005)



▪ PRZELOTKA DO ZAMONTOWANIA W BLACIE STOŁU

średnica 34-40 mm, grubość blatu do 50 mm (H.5070)



▪ WIESZAK Z 1 HACZYKIEM

(H.3020)

