

ZAMYKANE POJEMNIKI PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Uniwersalny, higieniczny pojemnik do transportu artykułów do działu centralnej sterylizacji /brudnych/ oraz sterylnych z działu sterylizacji do użytkownika.

Pojemnik zamykany jest szczelnie przylegającą pokrywą na zawiasach co pozwala na bezpieczne transportowanie artykułów zarówno brudnych jak i czystych.

Pojemniki można myć w myjni – dezynfektorze, jeśli temperatura w komorze myjni nie przekroczy 100 °C.

Nr kat.

AR.PP604023

Opis

Pojemnik transportowy z pokrywą na zawiasach, możliwość mycia w myjniach dezynfektorach – uchwyty zamknięte.

wymiary zewnętrzne 60x40x23,5,

wymiary wewnętrzne 57x37x21,5

Pokrywa w komplecie



Sterigat Sp. z o.o.

ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa

Biuro handlowe:

ul. Bukowiecka 92 lok. 23, 03-893 Warszawa

Tel.: +48 22 3797160

Fax: +48 22 3797161

e-mail: sterigat@sterigat.pl • www.sterigat.pl

NIP: 951 229 59 60 • REGON: 142051830

konto: 42 2490 0005 0000 4520 4746 2236

KRS: 0000338923

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 5000 PLN, wpłacony w całości