

## SZCZELNIE ZAMYKANE POJEMNIKI PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU TAC

Uniwersalny, higieniczny pojemnik do transportu artykułów do działu centralnej sterylizacji /brudnych/ oraz sterylnych z działu sterylizacji do użytkownika.

Pojemnik zamykany jest szczelnie przylegającą pokrywą co pozwala na bezpieczne transportowanie artykułów zarówno brudnych jak i czystych. Wymiary pojemnika pozwalają na umieszczenie w nim tacy sterylizacyjnej o wymiarach 480 x 250 x 50 mm. Wykonany z nieprzezroczystego polipropylenu z systemem ColorClip - zestaw kolorowych klipsów od oznaczania pokrywy i pojemnika. Można stosować w temperaturze do 95°C. Pokrywa w komplecie. Dostępne wymiary: 530x325x100, 325x256x100, 530x325x150 mm

