

## OBCINARKA DO RĘKAWÓW STERIKING®

SERIA RH

Obcinarka do rękawów Steriking® ze zintegrowanym nożem tnącym w obu kierunkach.

- Do przechowywania i docinania rękawów papierowo-foliowych lub z Tyteku® o różnych szerokościach.
- Wykonana ze stali nierdzewnej.
- Dwa stalowe pręty wyposażone w nylonowe łożyska umożliwiają rozwijanie rolek.
- Samoostrzący nóż wykonany z hartowanej stali zapewnia bezobsługowe użytkowanie przez lata.
- Model nastołowy z możliwością zawieszenia na ścianie – maksymalne obciążenie 25 kg.



NR KAT.	SZEROKOŚĆ MAGAZYNOWA I ROBOCZA [mm]	WYMIARY [mm]
W.RH 750	750	970 x 420 x 130
W.RH 900	900	1120 x 420 x 130