



## SZCZOTKA DO ROZWIERTAKÓW ORTOPEDYCZNYCH

### PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.

Maksymalna liczba sterylizacji: 60 cykli dla 540 i 30 cykli dla 545.

Odpowiednia do mycia w myjni dezynfektorze i wysterylizowania - umieść szczotkę w pojemniku sterylizacyjnym.

Wysterylizuj szczotkę identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych (do 134°C przez 18 minut).

Nr kat.	Sztywność	Przybliżona częstotliwość wymiany	Zastosowanie
<b>540</b>	<b>Wysoka</b>	<b>2 miesiące</b>	<b>Intensywne czyszczenie</b>
545	Wysoka	1 miesiąc	Intensywne czyszczenie