


Separatory do pakietów sterylizacyjnych



Separatory zapobiegają nadmiernemu pakowaniu, ułatwiają ułożenie pakietów pionowo na dłuższej krawędzi, co pozwala na odpowiednie spenetrowanie ich zawartości przez czynnik sterylizujący podczas procesu sterylizacji.

- Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304).
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Wykonane z drutu o średnicy 4,5 mm.



Producent – Daud Jee.





NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x wys.	ROZSTAW	PRZESTRZENIE
DJ-08730	230 x 102 x 102	41,5 mm	5
DJ-08731	460 x 102 x 102	42 mm	10
DJ-08732	483 x 102 x 102	18 mm	21



DJ-08733	533 x 203 x 102/203	38/23 mm	6 i 7
DJ-08734	533 x 203 x 203	48 mm	10



DJ-08735	510 x 152 x 152	60 mm	8
DJ-08736	510 x 152 x 152	123 mm	4



Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl