

Sterylizatory parowe serii Cliniclave®

Sterylizatory Cliniclave® umożliwiają sterylizację dużej liczby instrumentów w krótkim czasie.

5 programów sterylizacji: uniwersalny, szybki S, szybki B, ochronny i prion.

Wyposażone w duży kolorowy wyświetlacz dotykowy.

Zawiasy drzwi można ustawić z dowolnej strony (prawej lub lewej).



Model	Cliniclave 45	Cliniclave 45 D	Cliniclave 45 M	Cliniclave 45 MD
	jednodrzwiowy	przelotowy	jednodrzwiowy	przelotowy
Wymiary zewnętrzne [mm] (szer. x głęb. x wys.)	650 x 910 x 1600	650 x 1010 x 1600	650 x 1530 x 1600	650 x 1630 x 1600
Wymiary komory [mm] (średnica x głębokość.)	440 x 720	440 x 740	440 x 1340	440 x 1360
Pojemność komory	1 jednostka STE	1 jednostka STE	2 jednostki STE	2 jednostki STE
Pojemność komory [litry]	105	110	200	205
Wsad [kg]	35	35	70	70

Dostępny wraz z autoklawami system ładowania obejmuje wózek transportowy oraz suwak z teflonowymi prowadnicami.



Dostępne zintegrowane oprogramowanie do zwalniania wsadu i śledzenia instrumentów medycznych (indywidualny kod PIN).

Cliniclave umożliwiają dokumentację procesu poprzez połączenia sieciowe za pośrednictwem Ethernet, wydruk etykiet z kodem kreskowym dla oznakowania opakowanych instrumentów oraz zapis wyników na karcie CF.

Dostawę wody najlepiej realizować za pomocą specjalnie zaprojektowanej jednostki do przeprowadzania odwróconej osmozy – MELAdem56. Jest ona umiejscowiona w dolnej części urządzenia, spełnia wymagania normy EN 1717. Cliniclave można również podłączyć do centralnej jednostki uzdatniania wody lub obecnego wymiennika jonitowego.