

MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA SONIC 33

Myjnia ultradźwiękowa Sonic-33 przeznaczona jest do mycia narzędzi chirurgicznych i innego wyposażenia w działach centralnych sterylizatorniach, w sterylizatorniach podręcznych, w laboratoriach, itp.

Myjka ultradźwiękowa, przy właściwie dobranym środku myjącym, jest w stanie uporać się z większością problemów dotyczących oczyszczania narzędzi chirurgicznych. Mycie w myjce ultradźwiękowej pozwala uzyskać wysoką czystość powierzchni niemożliwą do osiągnięcia przy myciu ręcznym lub natryskowym.



Wymiary wew. wanny	(dł. x szer. x głęb.) 550 x 300 x 250 mm
Pojemność robocza/ całkowita	33 l / 42 l
Moc ultradźwiękowa (max/okres)	2 x 1000 W
Częstotliwość	40 kHz
Moc układu grzania	1200 W
Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.	Tak
Regulator temperatury	30-80°C
Układ czasowy	1-99 min
Zawór spustowy	1/2 cala
Izolacja akustyczna	Tak
Ookrywa z izolacją termiczną i akustyczną na zawiasach	Tak
Kosz na narzędzia ze stali kwasoodpornej	Tak
Wymiary zew. (dł. x szer. x wys.)	635 x 465 x 375 mm
Waga	32,5 kg

Urządzenie posiada Deklarację Zgodności z dyrektywami UE

Sterigat Sp. z o.o.

ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa
Biurowie handlowe:
ul. Bukowiecka 92 lok. 23, 03-893 Warszawa
Tel.: +48 22 3797160
Fax: +48 22 3797161
e-mail: sterigat@sterigat.pl • www.sterigat.pl

NIP: 951 229 59 60 • REGON: 142051830
konto: 42 2490 0005 0000 4520 4746 2236
KRS: 0000338923
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 5000 PLN, wpłacony w całości