


SZCZOTKI JEDNORAZOWE DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH



SZCZOTKI SU MICRO

Szczotki z serii SU Micro są przeznaczone do kanałów o średnicy od 1,2 do 5 mm. Są odpowiednie do czyszczenia szczypic laparoskopowych, kaniul aspiracyjnych i irygacyjnych, trokarów, igieł do nakłuwania, itp.

Średnica	Nr kat.	Kolor
1.2 do 1.5 mm	055 - 1215/50	Niebieski
1.8 do 2.4 mm	055 - 1824/50	Biały
2.6 do 3.2 mm	055 - 2632/50	Pomarańczowy
3.7 do 5.0 mm	055 - 3748/50	Czerwony