



SULV

Zawory endoskopowe, tłoki i połączenia mogą być również czyszczone za pomocą szczotek SULV i SUBS.

Szczotki SULV posiadają rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej z termoplastycznymi włóknami niskochłonnymi. Szczotki są lekkie ale niezwykle mocne, a jednocześnie ich budowa zapewnia precyzyjną kontrolę.

Nr kat.	Średnica kanału do czyszczenia dużą szczotką	Średnica kanału do czyszczenia małą szczotką
SULV08/50	5 do 7 mm	3 do 5 mm
SULV11/50	8 do 10 mm	3 do 5 mm