



560



560C



560 Zakrzywiona



570

# SZCZOTKI DO PRECYZYJNEGO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

Produkty z serii 500 umożliwiają wybór szczotek do precyzyjnego i ogólnego czyszczenia lub do szczegółowego doczyszczania sprzętu ortopedycznego.

Włosie jest kompatybilne z powierzchniami ze stali nierdzewnej, aby zapewnić, że sprzęt nie zostanie uszkodzony.

## PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.

Maksymalna liczba sterylizacji: 30 cykli dla 560, 570 i 560C.

Odpowiednia do mycia w myjni dezynfektorze i wysterylizowania - umieść szczotkę w pojemniku sterylizacyjnym.

Wysterylizuj szczotkę identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych (do 134<sup>0</sup> C przez 18 minut).

Nr kat.	Sztywność	Przybliżona częstotliwość wymiany	Zastosowanie
560	Sztywna	1 miesiąc	Intensywne precyzyjne czyszczenie
560C	Krótkie sztywne włókna		Bardzo intensywne precyzyjne czyszczenie
560 Zakrzywiona	Zakrzywione sztywne włókna		Intensywne precyzyjne czyszczenie
570	Sztywne włókna		Intensywne precyzyjne czyszczenie