



Szczotka z wymienną główką do czyszczenia kanałów o średnicy od 3 mm do 40 mm z solidną elastyczną rączką o długości od 25 cm do 50 cm.

Wielokrotnego użytku szczotka do czyszczenia wewnętrznego z wymienną główką idealna do czyszczenia różnego rodzaju kanałów i prześwitów. Odpowiednia do użycia z trokarami, trzpieniami wiertel, regulatorami, wewnętrznymi kaniulami laparoskopów, kaniulami do liposukcji, resektorami, cystoskopami, ureteroskopami, nefroskopami itp.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.

Maksymalna liczba sterylizacji: 100 cykli dla szczotek i 600 cykli dla trzonka rączki.

Wysterylizuj G-Flex identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych (do 134⁰ C przez 18 minut).

Wewnętrzna średnica kanału		Trzonek 25 cm	Trzonek 50 cm	Zapas szczotek wielokrotnego użytku (3 szt.)	Przybliżona częstotliwość wymiany	Zapas szczotek jednokrotnego użytku (30 szt.)	Częstotliwość wymiany szczotki
Min	Max						
3 mm	4 mm	610 - 25SP	610 - 50SP	610 - 00	2 miesiące	610-SU	1 raz dziennie
4 mm	5 mm	620 - 25SP	620 - 50SP	620 - 00		620-SU	
5 mm	6 mm	630 - 25SP	630 - 50SP	630 - 00	3 miesiące	630-SU	
6 mm	8 mm	635 - 25SP	635 - 50SP	635 - 00		635-SU	
8 mm	10 mm	640 - 25SP	640 - 50SP	640 - 00		640-SU	
10 mm	13 mm	655 - 25SP	655 - 50SP	655 - 00		655-SU	
13 mm	20 mm	680 - 25SP	680 - 50SP	680 - 00		680-SU	
20 mm	30 mm	685 - 25SP	685 - 50SP	685 - 00			