



MICROFLEX

Sztywna główka szczotki kanałowej z elastycznym trzonkiem do wewnętrznego czyszczenia małych prześwitów od 1 do 5 mm.

Microflex to mała i super elastyczna szczotka ze sztywną główką przymocowaną do nitinolowego trzonka. Ta wysokiej jakości szczotka jest dłuższa niż podobne szczotki innych producentów, a dodatkowo posiada włosie kompatybilne ze stalą nierdzewną, aby zapewnić, że wyroby i sprzęt medyczny nie zostaną zniszczone.

Zakres średnicy od 1 do 5 mm sprawia, że szczotka Microflex jest odpowiednia do szczypiec laparoskopowych, kaniul aspiracyjnych i irygacyjnych, trokar, igieł do punkcji, itp.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.

Maksymalna liczba sterylizacji: 60 cykli.

Wysterylizuj Microflex identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych (do 134°C przez 18 minut).

Wewnętrzna średnica kanału		Trzonek 20 cm	Trzonek 30 cm	Trzonek 50 cm	Trzonek 75 cm	Przybliżona częstotliwość wymiany
Min	Max					
0.9 mm	1.1 mm	730 - 20	x	730 - 50	x	1 miesiąc
1.0 mm	1.4 mm	x	740 - 30	740 - 50	740 - 75	
1.4 mm	2.4 mm	x	750 - 30	750 - 50	750 - 75	2 miesiące
2.4 mm	3.4 mm	x	760 - 30	760 - 50	760 - 75	
3.4 mm	4.4 mm	x	770 - 30	770 - 50	770 - 75	
4.0 mm	5.0 mm	x	780 - 30	780 - 50	780 - 75	