



# SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni wyrobów i sprzętu medycznego. Gama szczotek o różnej sztywności włosia, które jest kompatybilne ze stalą nierdzewną.

Szczotki ogólnego przeznaczenia do czyszczenia zewnętrznego są kodowane kolorem w celu odróżnienia ich sztywności oraz różnorodnego przeznaczenia.

Ergonomicznie zaprojektowane ręczki zapewniają użytkownikowi łatwy chwyt i dużą zwrotność. Każda szczotka posiada inny kolor ułatwiający identyfikację.

## PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.

Maksymalna liczba sterylizacji: 100 cykli.

Odpowiednia do mycia w myjni dezynfektorze i wysterylizowania - umieść szczotkę w pojemniku sterylizacyjnym. Wysterylizuj szczotkę identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych.

Nr kat.	Sztywność	Przybliżona częstotliwość wymiany	Kolor	Zastosowanie
510C	Wysoka	2 miesiące	Niebieski	Bardzo intensywne czyszczenie
<b>510</b>	<b>Wysoka do średniej</b>	<b>3 miesiące</b>	<b>Zielony</b>	<b>Intensywne czyszczenie</b>
520	Średnia	3 miesiące	Żółty	Zwykłe czyszczenie
<b>530</b>	<b>Miękka</b>	<b>2 miesiące</b>	<b>Biały</b>	<b>Delikatne czyszczenie</b>