



TACE NARZĘDZIOWE DIN Z SIATKI

Narzędziowe tace przeznaczone są do łatwego układania wyrobów oraz zredukowania konieczności manipulowania narzędziami, do użycia we wszystkich fazach procesów mycia i dezynfekcji, czyszczenia ultradźwiękowego, kontroli i pakowania, sterylizacji, magazynowania, dystrybucji oraz używania. Tace sterylizacyjne wykonane są z elektro-polerowanej stali nierdzewnej. Brak ostrych wystających elementów umożliwią ochronę opakowań oraz użytkownika. Idealne do automatycznych myjni dezynfektorów i sterylizatorów.



Umieszczone wewnątrz ręczki

Zaokrąglone naroża

Możliwość układania w stos

Tace sterylizacyjne DIN wykonane z plecionej siatki z elektro-polerowanej stali nierdzewnej.. Średnica drutu obramowania dolnego i górnego – 5 mm, dno z drutu o średnicy 1 mm, rozmiar oczek: 4,5 mm. Do tac dostępne są pokrywy.

W razie nie znalezienia tacy odpowiadającej Państwa potrzebom prosimy o kontakt.

Rozmiar

240x250x50 mm

240x250x60mm

240x250x70 mm

240x250x100mm

480x250x50mm

480x250x60mm

480x250x70 mm

PRODUCENT: DAUD JEE MFG. Co, Gulshin Street # 1, Nishat Park, Paris Road, Sialkot -1, 51310,Paki

Sterigat Sp. z o.o.

ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa

Biuro handlowe:

ul. Bukowiecka 92 lok. 23, 03-893 Warszawa

Tel.: +48 22 3797160

Fax: +48 22 3797161

e-mail: sterigat@sterigat.pl • www.sterigat.pl

NIP: 951 229 59 60 • REGON: 142051830

konto: 42 2490 0005 0000 4520 4746 2236

KRS: 0000338923

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 5000 PLN, wpłacony w całości