


TACE NARZĘDZIOWE SPRI

Narzędziowe tace przeznaczone są do łatwego układania wyrobów oraz zredukowania konieczności manipulowania narzędziami, do użycia we wszystkich fazach procesów mycia i dezynfekcji, czyszczenia ultradźwiękowego, kontroli i pakowania, sterylizacji, magazynowania, dystrybucji oraz używania. Tace sterylizacyjne wykonane są z elektro-polerowanej stali nierdzewnej. Brak ostrych wystających elementów umożliwią ochronę opakowań oraz użytkownika. Idealne do automatycznych myjni dezynfektorów i sterylizatorów.



Boki z plecionej siatki. Elektro-polerowana stal nierdzewna. Tace można układać w stos jedna na drugiej. Średnica obramowania dolnego i górnego – 3,5 mm, Taca wykonana jest z drutu o średnicy 6,0 mm, oczko 6,0 mm.

Rozmiar

250X170X70 mm SPRI III

340X250X70 mm SPRI II

450x340x70 mm SPRI I

Pokrywa do tacy 250X170X70 mm

Pokrywa do tacy 340X250X70 mm

Pokrywa do tacy 450x340x70 mm

Nr. Katalogowy

DJ-5000

DJ-5001

DJ-5002

DJ-5003

DJ-5004

DJ-5005

PRODUCENT: DAUD JEE MFG. Co, Gulshin Street # 1, Nishat Park, Paris Road, Sialkot -1, 51310, Pakistan

Sterigat Sp. z o.o.

ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa

Biuro handlowe:

ul. Bukowiecka 92 lok. 23, 03-893 Warszawa

Tel.: +48 22 3797160

Fax: +48 22 3797161

e-mail: sterigat@sterigat.pl • www.sterigat.pl

NIP: 951 229 59 60 • REGON: 142051830

konto: 42 2490 0005 0000 4520 4746 2236

KRS: 0000338923

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 5000 PLN, wpłacony w całości