

TAŚMY STERYLIZACYJNE

DO ZAMYKANIA PAKIETÓW

▪ **OPIS:**

Taśmy sterylizacyjne charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozerwanie, rozciąganie, są wodoodporne, nie pozostawiają kleju na powierzchni.

Mają naniesiony wskaźnik sterylizacji lub neutralne w wersji bez wskaźnika.

Są wolne od toksycznych metali ciężkich w ilościach szkodliwych dla zdrowia.

▪ **NORMA:**

Taśmy z naniesionym wskaźnikiem sterylizacji spełniają wymagania normy:

PN-EN ISO 11140-1:2015

(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne).



WSKAŹNIK STERYLIZACJI	NR KAT.	WYMIARY
Para wodna	W.ITS 12G	12 mm x 50 m
Para wodna	W.ITS 19G	19 mm x 50 m
Para wodna	W.ITS 25G	25 mm x 50 m
Para wodna	W.JTB 19S G	19 mm x 50 m (*)
Para wodna	W.JTB 25S G	25 mm x 50 m (*)
Tlenek etylenu	W.ITE 19	19 mm x 50 m
Gorące powietrze	W.ITH	19 mm x 50 m
Plazma	TR.CT40	19 mm x 50 m
Plazma	IL.01509	25 mm x 25 m
Bez wskaźnika	W.ITN 19	19 mm x 50 m
Bez wskaźnika	W.ITN 25	25 mm x 50 m
Bez wskaźnika	W.JTB 19N	19 mm x 50 m (*)
Bez wskaźnika	W.JTB 25N	25 mm x 50 m (*)
Dyspenser – 1 rolka	W.TDS 25	szer. max. 25 mm
Dyspenser – 2 rolki	IL.09002	szer. max. 50 mm
(*) taśmy wzmacnione		

