

WSKAŹNIKI ZINTEGROWANE – TYP 5

STERYLIZACJA PARĄ WODNĄ

- **OPIS:**
Wskaźniki zintegrowane Integron® monitorują procesy sterylizacji parą wodną w zakresie temperatur pomiędzy 121 °C i 135 °C.
Nie zawierają ołowiu i toksycznych metali ciężkich.
- **PRODUKTY W OFERCIE:**
TR.IT26-1YS. Jednostronnie laminowany pasek z nadrukowanym punktowo żółtym atramentem wskaźnikowym, zmieniającym barwę na czarną po osiągnięciu parametrów procesu.
TR.IT26S. Dwustronnie laminowany pasek z nadrukowanym punktowo fioletowym atramentem wskaźnikowym, zmieniającym barwę na zieloną po osiągnięciu parametrów procesu.
- **NORMA:**
PN-EN ISO 11140-1:2015
(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne).
- **PRZECHOWYWANIE:**
W dostarczonym opakowaniu w temp. 10 – 30 °C, wilgotność względna 30 – 80 %. Trzymać z dala od światła.
Okres przydatności do użycia na opakowaniu.



nr kat. **TR.IT26-1YS**
opak. 200 szt.



nr kat. **TR.IT26S**
opak. 200 szt.