

Torebki papierowo-foliowe dla narzędzi robotycznych Steriking®

Innowacyjne długie torebki zostały opracowane do pakowania instrumentów stosowanych w chirurgii robotycznej i innych długich narzędzi sterylizowanych w parze wodnej.

Stanowią doskonałą barierę bakteryjną i ochronę przed skażeniem dzięki mocnemu, wytrzymałemu papierowi.

Posiadają pozytywną opinię INTUITIVE SURGICAL

ZALETY STOSOWANIA:

- Torebki redukują koszty i czas przygotowania pakietów.
- Pojedyncze narzędzia są zapakowane i pozostają sterylne, nawet jeśli nie są używane — mniej ponownego przetwarzania.
- Wytrzymałe materiały użyte do wytworzenia torebek utrzymują sterylność instrumentów podczas transportu i przechowywania.
- Dostępne wymiary umożliwiają pakowanie jednej torebki w drugą.



Wykonane są z 9-warstwowej elastycznej, trwałej i wytrzymałej mechanicznie **folii Multi-X9** oraz z wytrzymałego **papieru o gramaturze 100 g/m²**.

Zalecana temperatura zgrzewania torebek to 165-200 °C.



Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl

STERIGAT

Nasza Pasja To Twój Sukces!

TOREBKI ZGRZEWALNE

NR KAT.	WYMIARY [mm]	OPAK. [szt.]
W.SDV10	200 x 800	400
W.SDV20	250 x 900	400

TOREBKI SAMOPRZYLEPNE

NR KAT.	WYMIARY [mm]	OPAK. [szt.]
W.SSDV10	200 x 800	400
W.SSDV20	250 x 875	400



Torebki Steriking® dla narzędzi robotycznych są wykonane zgodnie z normami EN ISO 11607-1, 2 i EN 868-5 zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych.

Zaleca się przechowywanie w oryginalnych opakowaniach transportowych w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 °C przy wilgotności względnej 30-70 %.

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl