

TOREBKI OSŁONOWE STERIKING®

Torebki osłonowe do użytku po sterylizacji - dodatkowa ochrona systemów bariery sterylnej podczas transportu i przechowywania.

Obie strony torebki wykonane z wytrzymałej, przezroczystej wielowarstwowej folii boPET/PE, która chroni zawartość przed kurzem i wpływami środowiska, a tym samym wydłuża czas utrzymania sterylności.

- Mogą być zgrzewane za pomocą zgrzewarki impulsowej lub rotacyjnej, zalecana temperatura zgrzewania 130-160° C.
- W jednej torebce można przechowywać jeden lub kilka pakietów jednocześnie.
- Mogą być używane w sterylizacji radiacyjnej (tylko torebki zgrzewalne).
- Charakteryzują się łatwym otwieraniem.



CB TOREBKI OSŁONOWE ZGRZEWAŁNE

WYMIARY mm	NR KAT.	OPAK. szt.
150 x 270	W.CB 1	1 000
205 x 300	W.CB 2	1 000
250 x 400	W.CB 3	1 000
300 x 500	W.CB 4	500
400 x 550	W.CB 5	500
420 x 700	W.CB 6	500
500 x 800	W.CB 7	300

SSDC TOREBKI OSŁONOWE SAMOPRZYLEPNE

WYMIARY mm	NR KAT.	OPAK. szt.
150 x 270	W.SSDC 10	500
200 x 350	W.SSDC 20	500
250 x 400	W.SSDC 30	500
300 x 550	W.SSDC 40	200
420 x 700	W.SSDC 60	200



PRZECHOWYWANIE: Zaleca się przechowywanie torebek STERIKING® w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach transportowych w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i wilgoci.