

Inkubator do wskaźników biologicznych



Inkubator do wskaźników biologicznych to urządzenie specjalnego przeznaczenia, lekkie, małych rozmiarów stosowane do wskaźników biologicznych do sterylizatorów parowych, na tlenek etylenu lub innych rodzajów sterylizatorów do kontroli efektu sterylizacji.

DANE TECHNICZNE

- Odczyt po 24 g.
- Mocy 40W
- Możliwość nastawienia czasu inkubacji od 0 do 999 godzin,
- Temperatura od +5°C~100°C
- Czasu nagrzewania ≤ 6min
- Dokładność temperatury ≤ ±0.3°C

Sterigat Sp. z o.o.

ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa
Biuro handlowe:
ul. Bukowiecka 92 lok. 23, 03-893 Warszawa
Tel.: +48 22 3797160
Fax: +48 22 3797161
e-mail: sterigat@sterigat.pl • www.sterigat.pl

NIP: 951 229 59 60 • REGON: 142051830
konto: 42 2490 0005 0000 4520 4746 2236
KRS: 0000338923
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 5000 PLN, wpłacony w całości