

EC.WASHTEST

Wskaźnik kontroli skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych

Wskaźnik do walidacji i rutynowego monitorowania skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach oraz myjniach ultradźwiękowych.

Substancja testowa wskaźnika, jest naniesiona z 4 stron na plastikowy pasek, który pozwala na łatwą archiwizację. *Syntetyczne zabrudzenie w formie tzw. kleksa imituje ludzką krew i tkankę; zawiera mieszankę naturalnych barwników (białka, węglowodanów, kwasów tłuszczowych i barwników), które symulują fibrynę zawartą we krwi.*

Nie zawiera krwi ani jej pochodnych.

- **Norma:**
Zgodny z wymogami EN ISO 15883-5.
- **Nr katalogowy:**
EC.WASHTEST
- **Opakowanie:**
100 szt.
- **Wyniki i przechowywanie:**
Sprawdza skuteczność mycia poprzez usunięcie całego zabrudzenia testowego nie zawierającego substancji toksycznych, które rozpuszcza się pod wpływem detergentu w trakcie procesu mycia.

Przechowywać z dala od źródeł światła/ciepła oraz zanieczyszczonego środowiska. Produkt wrażliwy na temperaturę i wilgoć. Okres przydatności do użycia na opakowaniu.



Uchwyt do wskaźnika nr kat. EC.UCHWYT

Uchwyt wielokrotnego użytku, bez wrażliwych na uszkodzenie elementów (jak np. sprężyna), jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Konstrukcja uchwytu pod kątem rozwartym imituje dodatkowe utrudnienia wsadu testowego i pozwala na kontrolę procesu mycia w czterech krytycznych płaszczyznach.

