

WKŁADKI ABSORPCYJNE DO TAC

STERIKING®

Wkładki do tac z narzędziami chirurgicznymi przeznaczone do pochłaniania nadmiernej wilgoci i ochrony mechanicznej. Wytworzone są ze specjalnego papieru wzmocnionego na mokro, niestrzępiącego się.



TL WKŁADKI STANDARD

- Biały papier o gramaturze 70 g/m².
- Do użycia wewnątrz tacy sterylizacyjnej pod narzędziami chirurgicznymi.

WYMIARY mm	NR KAT.	OPAK. szt.
250 x 300	W.TL 25	1 000
300 x 500	W.TL 50	500
400 x 500	W.TL 40	500

TLWE WKŁADKI Z ZAKŁADKAMI BOCZNYMI

- Biały papier o gramaturze 107 g/m².
- Do użycia pod tacą sterylizacyjną na wewnętrznym opakowaniu pakietu.

WYMIARY mm	NR KAT.	OPAK. szt.
250 x 250	W.TLWE 2525	500
250 x 480	W.TLWE 4825	500
300 x 500	W.TLWE 5030	500



TLNW WKŁADKI WŁÓKNINOWE

- Biała włóknina o gramatura 45 g/m².
- Ekstremalna chłonność.
- Do pakietów z włóknin i opakowań do plazmy typu SMX.

WYMIARY mm	NR KAT.	OPAK. szt.
150 x 250	W.TLNW 1525	3 200
300 x 250	W.TLNW 3025	1 200
300 x 400	W.TLNW 3040	1 200
300 x 500	W.TLNW 3050	600

PRZECHOWYWANIE: Nie obowiązują żadne specjalne środki bezpieczeństwa, jakie należy zachować przy przechowywaniu bądź przewożeniu wkładek do tac STERIKING®. Nie należy jednak wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nadmiernej wilgotności.

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl