

WŁÓKNINY STERYLIZACYJNE STERIKING®

Włókniny sterylizacyjne są odpowiednie do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i radiacyjnej.

Charakteryzują się niską zawartością chlorków i siarczanów.

Wykonane są zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych ISO 11607-1:2019 i EN 868-2:2017.

NWB WŁÓKNINA MIĘKKA NIEBIESKA

- Gramatura nominalna 60 g/m².
- Może być stosowana jako obłożenie sterylnego pola operacyjnego lub wewnętrzne wyłożenie kontenera.

WYMIARY mm	NR KAT.	OPAK. szt.
500 x 500	A.NWB 50	500
600 x 600	A.NWB 60	500
750 x 750	A.NWB 75	250
900 x 900	A.NWB 90	250
1000 x 1000	A.NWB 100	250
1200 x 1200	A.NWB 120	100
1370 x 1370	A.NWB 137	100



NWG WŁÓKNINA SUPER MIĘKKA ZIELONA

- Gramatura nominalna 66 g/m².
- Może być stosowana samodzielnie jako wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie, obłożenie sterylnego pola operacyjnego lub wewnętrzne wyłożenie kontenera.

WYMIARY mm	NR KAT.	OPAK. szt.
500 x 500	A.NWG 50	400
600 x 600	A.NWG 60	400
750 x 750	A.NWG 75	200
900 x 900	A.NWG 90	150
1000 x 1000	A.NWG 100	150
1200 x 1200	A.NWG 120	100
1370 x 1370	A.NWG 137	100



PRZECHOWYWANIE: Nie obowiązują żadne specjalne środki bezpieczeństwa, jakie należy zachować przy przechowywaniu bądź przewożeniu włóknin sterylizacyjnych STERIKING®. Nie należy jednak wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nadmiernej wilgotności.