

STERIGAT

Wózek do papieru sterylizacyjnego



Wózek służący do wygodnego przechowywania papieru sterylizacyjnego w pomieszczeniu przygotowywania pakietów sterylizacyjnych.

Wózek wykonany w całości ze stali nierdzewnej osadzony jest na czterech kołach skrętnych.

Wymiary wózka standardowego: 1350 x 430 x 750/1050

Istnieje możliwość wykonania wózka o innych wymiarach.

STERIGAT Sp. z o.o.
ul. Zaściankowa 50, 02-989 WARSZAWA
NIP: 951 229 59 60

adres biura handlowego
ul. Bukowiecka 92, 03-893 WARSZAWA
Tel.: +48 22 3797160, fax: +48 22 3797161

KRS: 0000338923
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS