

## Wózek do transportu materiału sterylnego



Wózek wykonany w całości ze stali nierdzewnej, osadzony jest na czterech kołach skrętnych o średnicy 125 mm, dwa koła z blokadą.  
Błat płaski, drzwi z uszczelką silikonową oraz zamkiem, rama wózka wyposażona w odbojniki. Odbojniki i bieżnie kółek wykonane z materiału antystatycznego nie brudzącego ścian i posadzki. Wewnątrz szafki zamontowane na stałe dwie półki.

Wymiary wózka standardowego:

**dł x szer x wys**

**1110 x 680 x 1240** pojemność – 9 jednostek sterylizacyjnych

**760 x 680 x 1240** pojemność – 6 jednostek sterylizacyjnych

Istnieje możliwość wykonania wózka o innych wymiarach.