

Wózek z blatem



Wózek stosowany do transportu narzędzi na oddziałach szpitalnych. Wózek osadzony na kołach $\varnothing 100$ (co najmniej dwa z blokadą). Koła z widelcem stalowym z powłoką galwaniczną lub tworzywem sztucznym. Odbojniki i bieżnia kółka wykonane z antystatycznego materiału nie brudzącego ścian i posadzki. Dwa blaty płaskie (HCN1100-__ __EK blat środkowy wspawany w 2/3 wysokości szkieletu od górnej krawędzi wyrobu), (HCN1300-__ __EK blat dolny wspawany nad kołami wyrobu). Rączka z rurki do prowadzenia wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie. Profil konstrukcji min. 25x25, blacha gr. min. 1,2mm. (stal kwasoodporna 0H18N9)

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Kod wózka
400	650	880	HCN1100-040EK HCN1300-040EK
750			HCN1100-075EK HCN1300-075EK
1000			HCN1100-100EK HCN1300-100EK
1200			HCN1100-120EK HCN1300-120EK

całkowita długość wózka = długość z tabeli + 130mm, całkowita szerokość 710

Dostępna konfiguracja wyrobu według karty kodów wózków narzędziowych z dwoma blatami