

WSKAŹNIKI DEZYNFEKCYJ TERMICZNEJ I PROCESÓW CZYSZCZENIA

OPIS:

Wskaźniki do monitorowania procesów wilgotnym ciepłem w myjniach dezynfektorach. Jednostronnie laminowany pasek z nadrukowanym zielonym atramentem wskaźnikowym. Wolne od ciężkich metali toksycznych. Nie zawierają krwi ani jej pochodnych. Wskaźnik może być stosowany z uchwytem ze stali nierdzewnej TR.CDWAH mocowanym do tacy.

Parametry procesu (czas i temperatura):

TR.IT27W-5 - 5 min. 90 °C

TR.IT27W-10 - 10 min. 93 °C

WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:

Wyraźna zmiana barwy substancji wskaźnikowej na fioletową wskazuje, że warunki dezynfekcji termicznej zostały osiągnięte.

Przechowywać w dostarczonym opakowaniu w temp. 0-4 °C, *przechowywanie w temp. do 25 °C możliwe nie dłużej niż 15 dni*, wilgotność względna 30-80 %. Trzymać z dala od światła. Okres przydatności do użycia na opakowaniu



nr kat. **TR.IT27W-5**
5 min. 90 °C, opak. 200 szt.

nr kat. **TR.IT27W-10**
10 min. 93 °C, opak. 200 szt.