

Wskaźniki emulacyjne Getinge Assured – Typ 6



Wskaźniki emulacyjne to najdokładniejsze wskaźniki weryfikacji cyklu przeznaczone do reagowania na wszystkie zmienne krytyczne dla określonych cykli sterylizacji.

Oferowane przez nas wskaźniki:

- Spełniają wymagania normy PN EN ISO 11140-1: 2015-01
- Są specjalnie kalibrowane dla rozmaitych cykli stosowanych w sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
- Sprawdzają, czy zaszły warunki niezbędne do osiągnięcia SAL 10-6 czyli Poziomu Zapewnienia Sterylności 10-6 w sterylizowanych tacach i pakietach.
- Reagują na wszystkie zmienne krytyczne dla określonych i nadrukowanych parametrów cykli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu tj.:
 - Czas utrzymania temperatury cyklu
 - Temperaturę podczas czasu utrzymania
 - Jakość pary nasyconej



Substancja wskaźnikowa nie przemieszcza się i nie penetruje podłoża, na które jest nałożona lub na materiały, z którymi jest w kontakcie przed, podczas lub po procesie sterylizacji, dla którego jest przeznaczona. Dostępne są wskaźniki samoprzylepne, które umożliwiają wklejenia do dokumentacji – systemu łączącego dane procesu sterylizacji z zapisami w karcie pacjenta.

Wskaźniki emulacyjne do kontroli procesów sterylizacji parą wodną

NAZWA	NUMER KATALOGOWY	KONTROLOWANE PARAMETRY	ZGODNOŚĆ Z NORMĄ	TYP	LICZBA SZT./OPAK.
Wskaźnik emulacyjny 4	504051000	121°C/12 min 134°C/4 min	EN ISO 11140-1	Typ 6	250
Wskaźnik emulacyjny 5.3	504050800	121°C/15 min 134°C/5,3 min	EN ISO 11140-1	Typ 6	250
Wskaźnik emulacyjny 7	504050900	121°C/20 min 134°C/7 min	EN ISO 11140-1	Typ 6	250
Wskaźnik emulacyjny 18	504051400	134°C/18 min	EN ISO 11140-1	Typ 6	250

Wskaźniki emulacyjne samoprzylepne

NAZWA	NUMER KATALOGOWY	KONTROLOWANE PARAMETRY	ZGODNOŚĆ Z NORMĄ	TYP	LICZBA SZT./OPAK.
Wskaźnik emulacyjny 3.5 -A	504051100	134°C/3,5 min	EN ISO 11140-1	Typ 6	250
Wskaźnik emulacyjny 4 -A	504052600	121°C/12 min 134°C/4 min	EN ISO 11140-1	Typ 6	250
Wskaźnik emulacyjny 5.3 -A	504051200	121°C/15 min 134°C/5,3 min	EN ISO 11140-1	Typ 6	250
Wskaźnik emulacyjny 7 -A	504051300	121°C/20 min 134°C/7 min	EN ISO 11140-1	Typ 6	250

Stosując wskaźniki Getinge Assured klasy 6 masz pewność, że w przypadku otrzymania wyniku: „prawidłowy”, każda taca lub pakiet były poddane właściwej i skutecznej sterylizacji, a tym samym możesz mieć dowody na to, że konkretny pacjent był operowany narzędziami, które były poddane prawidłowemu i skutecznemu procesowi sterylizacji.

Wraz ze wskaźnikami emulacyjnymi stosuj innego rodzaju wskaźniki monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji z serii Getinge Assured.