

NOWE ZGRZEWARKI Z ENTRHAL

Zgrzewarka rolkowa EM24 KCS (bez drukarki) oraz EM40 KCS (z drukarką) w porównaniu z innymi zgrzewarkami zajmuje mało miejsca a jej konstrukcja jest bardzo kompaktowa. Dzięki dużemu przejrzystemu wyświetlaczowi z łatwymi do zrozumienia informacjami jest bardzo łatwa w obsłudze.

Podstawowe cechy charakterystyczne to: regulowana temperatura zgrzewania, zgrzew ciągły o dowolnej długości, możliwość regulacji nacisku, sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wykrycia nieprawidłowości parametrów pracy, wbudowany mechanizm natychmiastowego start/stop, redukcja temperatury podczas przerwy w zgrzewaniu, licznik zgrzewów, regulowana odległość zgrzewu od krawędzi materiału zgrzewanego, temperatura zgrzewania 0-200°C ±1%, wyświetlacz dotykowy 7", wbudowane złącza: USB/LAN/RS232, wyświetlanie informacji o konieczności wykonania przeglądu, czas nagrzewania do 1 min.

Zgrzewarka może być samodzielnie serwisowana poprzez szybką (do 10 min) wymianę podzespołu zapewniającego funkcję przesuwu i zgrzewania opakowań) (wbudowany innowacyjny SerVa-Box).

INNOWACYJNY SERVA-BOX



Standardowe wykonanie: szrotkowana stal nierdzewna z pomarańczowymi panelami bocznymi

Alternatywne wykonanie: stal nierdzewna w kolorze sady z pasującymi panelami bocznymi

Sterigat Sp. z o.o.

ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa

Biuro handlowe:

ul. Bukowiecka 92 lok. 23, 03-893 Warszawa

Tel.: +48 22 3797160

Fax: +48 22 3797161

e-mail: sterigat@sterigat.pl • www.sterigat.pl

NIP: 951 229 59 60 • REGON: 142051830

konto: 42 2490 0005 0000 4520 4746 2236

KRS: 0000338923

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 5000 PLN, wpłacony w całości