



STERIKING®
STERIGAT

Zgrzewarka impulsowa IS-250

- ✓ Prosta, bezpieczna w obsłudze
- ✓ ciągła gotowość do pracy
- ✓ regulowana siła nacisku
- ✓ zgrzewanie zgodnie z DIN 58953, cz. 7
- ✓ Sygnał akustyczny i świetlny potwierdzający zakończenie procesu zgrzewania
- ✓ wbudowany nóż tnący w obie strony
- ✓ z podajnikiem na rękawy
- ✓ spełnia wymogi EN, VDE
- ✓ regulowana temperatura zgrzewania


WIPAK MEDICAL



Dystrybutor:
Sterigat Sp. z o.o.
ul. Zaściankowa 50, 02-989 Warszawa

adres biura handlowego:
ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
www.sterigat.pl e-mail: sterigat@sterigat.pl


Zgrzewarka impulsowa IS-250

Z podajnikiem na rękawy i wbudowanym nożem tnącym w obie strony.

- Bezpieczny i szybki proces zamykania wszystkich zgrzewalnych materiałów opakowaniowych (foliowych i papierowo-foliowych).
- Regulowana temperatura zgrzewania umożliwia dostosowanie temperatury do rodzaju zgrzewanego materiału.
- Sygnał akustyczny i świetlny potwierdzający zakończenie procesu zgrzewania
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem.



wytrzymałość zgrzewu [N/m]



DANE TECHNICZNE:

Szerokość zgrzewu	8 mm
Czas zgrzewania	regulowany
Moc	870 W
Zasilanie	230/ 115 V 50/60 Hz
Waga	10 kg
Wymiary	220 x 420 x 300 mm
Maksymalna szerokość zgrzewanego materiału – 250 mm	



Sterigat Sp. z o.o.
ul. Zaściankowa 50, 02-989 Warszawa

adres biura handlowego:
ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

www.sterigat.pl
e-mail: sterigat@sterigat.pl