

## RS 120A mikroprocesorowa zgrzewarka rolkowa

### STERIKING®



#### Kontrola wszystkich parametrów procesu zgrzewania

- kontrola temperatury zgrzewania, regulowany nacisk
- technologia zgrzewania zgodna z DIN 58953-7
- niezawodna i bezpieczna
- sygnał dźwiękowy w przypadku wykrycia nieprawidłowości parametrów
- natychmiastowy start/stop mechanizmu napędowego z redukcją temperatury podczas przerwy w zgrzewaniu
- wbudowany licznik zgrzewów
- prosty w obsłudze panel kontrolny
- regulowana odległość zgrzewu od krawędzi materiału zgrzewanego od 0 do 50 mm



#### DANE TECHNICZNE

szerokość zgrzewu	12 mm (2 x 5 mm)
szybkość zgrzewania	8,5 m/min
temperatura zgrzewania	100-200°C ±1%
moc	180 W (max. 365 W)
zasilanie	220/240V 50/60 Hz
waga	12 kg
wymiary	405 x 290 x 160 mm