

Zgrzewarka rolkowa z drukarką W.RS 300

Zgrzewarka z wbudowaną drukarką jednowierszową i podłączeniem do komputera, z funkcjami sterowania i monitorowania temperatury, szybkości zgrzewania oraz siły docisku.

- Możliwość wydruku jednego wiersza zawierającego 30 znaków.
- Gładka obudowa, wszystkie rogi zaokrąglone.
- Wyposażona w prosty panel sterowania z wielojęzycznym oprogramowaniem.
- Zgrzewarkę można podłączyć do zewnętrznej drukarki etykiet.

Dane techniczne

Zgodność z EN ISO 11607-2	✓
Zgodność z EN 868-5	✓
Zgodność z DIN 58953-7	✓
Wbudowana drukarka jednowierszowa	✓
Port USB	✓
Przyłącze sieciowe (100-120 V i 220-240 V)	✓
Sterowana mikroprocesorem	✓
Kontrola parametrów zgrzewania	✓
Automatyczne włączanie silnika	✓
Funkcja standby (tryb czuwania)	✓
Programowanie wielojęzyczne	✓
Tolerancja temperatury	±1 %
Temperatura sterowana mikroprocesorowo	✓
Szerokość zgrzewu	12 mm, zgrzew płaski
Szybkość zgrzewania	10 mm/min.
Zakres temperatur zgrzewania	50 – 199 °C
Czujnik docisku	✓
Pobór mocy	max. 330 W
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	527 x 314 x 162 mm
Waga	15 kg
Gwarancja	24 miesiące, 60 m-cy silnik i wentylator
Instrukcja techniczna/serwisowa	✓



STERIKING®

