


Zgrzewarka rolkowa E.EM 20NKN

Zgrzewarka rolkowa E.EM 20KCS z wymiennym zespołem SerVa-Box

Zgrzewarki z zaawansowanymi funkcjami sterowania i monitorowania temperatury zgrzewania oraz siły docisku.

- Zintegrowane powiadomienie serwisowe.
- Możliwość podłączenia do komputera, dokumentacji komputerowej.
- Kompaktowa budowa - zajmują mało miejsca na stole roboczym.
- Nie ma potrzeby stosowania stolika roboczego – niski poziom zgrzewania.
- Przejrzysty wyświetlacz.



**zgrzewarka E.EM 20KCS
zawiera wymienny zespół SerVa-Box**



Zgrzewarka rolkowa E.EM 24KCS z wymiennym zespołem SerVa-Box

- 7" wyświetlacz i ekran dotykowy
- Sterowanie i monitorowanie szybkości zgrzewania, nastawny licznik liczby zgrzanych opakowań.
- Przechowuje w pamięci parametry zgrzewów.
- Funkcje zegara i kalendarza, tryb czuwania.
- Dwie wersje wykończenia obudowy:

Standardowa: szrotkowana stal nierdzewna z pomarańczowymi panelami bocznymi

Opcja: malowana na czarno stal nierdzewna z dopasowanymi panelami bocznymi



Nr katalogowy		E.EM 24 KCS z SerVa-Box	E.EM 20 KCS z SerVa-Box	E.EM 20 NKN
Normy				
Zgodność z EN ISO 11607-2		✓	✓	-
Zgodność z EN 868-5		✓	✓	✓
Zgodność z DIN 58953-7		✓	✓	✓
Temperatura				
Elektroniczna kontrola temperatury		✓	✓	✓
Monitorowanie temperatury		✓	✓	✓
Tolerancja temperatury	%	1	1	1
Zakres temperatury zgrzewania	°C	0-200	0-200	0-200
Siła docisku				
Monitorowanie siły docisku		✓	✓	✓
Zgrzewanie, dane techniczne				
Szybkość zgrzewania	m/min	10	9	9
Nastawna szybkość zgrzewania		✓	-	-
Monitorowanie szybkości zgrzewania		✓	✓	-
Regulowana odległość zgrzewu od krawędzi opakowania	mm	5-30	20 / 30	20 / 30
Szerokość zgrzewu	mm	12	12	12
Nastawny licznik liczby zgrzanych opakowań		✓	-	-
Zgrzewanie opakowań zgodnych z EN 868		✓	✓	✓
Zgrzewanie opakowań typu Tyvek		✓	✓	✓
Zgrzewanie opakowań typu Ultra		✓	-	-
Maksymalna moc	W	800	750	750
Pobór mocy funkcja pracy/funkcja standby	W	31	31	31
Zasilanie	V	230/115	230/115	230/115
Częstotliwość	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Wymiary				
Dł. x szer. x wys.	mm	560 x 280 x 110	465 x 225 x 100	465 x 225 x 100
Wysokość poziomego zgrzewania od blatu	mm	50	50	50
Waga	kg	11,5	7	7
Wyświetlacz, dokumentacja, wejścia				
Wyświetlacz		7"	✓	✓
Klawiatura		-	✓	✓
Ekran dotykowy		✓	-	-
Wybór języka obsługi		✓	D-GB-F-E	D-GB-F-E
Funkcje zegara i kalendarza		✓	(przez internet)	-
Informacja o konieczności wykonania przeglądu/konserwacji		✓	✓	✓
Zintegrowane powiadomienie serwisowe		-	✓	✓
Liczba znaków w pamięci		> 10 000	-	-
Kod dostępu		✓	-	-
Wejście do komputera		USB/LAN/RS232	USB/LAN/RS232	RS485
Wejście do systemu dokumentacji		✓	✓	✓
Automatyczne włączanie/wyłączanie silnika		✓	✓	✓
Funkcja standby (tryb czuwania)		✓	-	-
Przechowywanie w pamięci parametrów zgrzewu		✓	-	-
Czas rozgrzewania – 1 minuta		✓	✓	✓
Wymienna jednostka serwisowa		SerVa-Box	SerVa-Box	-