


# Tace i kosze sterylizacyjne 2025

Pojemniki transportowe

Osłony narożników tac

Maty silikonowe i pozycjonowanie narzędzi

# STERIGAT



Sterigat Sp. z o.o.

**Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa**

tel. + 48 22 379 71 60 e-mail: [sterigat@sterigat.pl](mailto:sterigat@sterigat.pl)

## Spis treści

|                                                            | Nr strony |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Tace z siatki drucianej                                    | 03        |
| Tace – perforowany bok – płaskie dno                       | 04        |
| Tace – perforowany bok – dno z siatki                      | 05        |
| Tace SPRI                                                  | 06        |
| Tace blaszane i kasety stomatologiczne                     | 06        |
| Koszyki z drobnej siatki                                   | 07        |
| Koszyki z mikrosiatki                                      | 08        |
| Koszyki perforowane                                        | 09        |
| Kosze dla narzędzi robotycznych (da Vinci)                 | 09        |
| Kosze sterylizacyjne STE                                   | 10        |
| Regały do zawieszenia koszy, wózek do koszy                | 10-11     |
| Kosze sterylizacyjne SPRI                                  | 11        |
| Kosze endoskopowe                                          | 12-13     |
| Separatory do pakietów                                     | 14        |
| Pojemniki na druty Kirschnera                              | 15        |
| Pojemniki transportowe, wanny dezynfekcyjne                | 16-19     |
| Ochrona pakietów (osłony na narożniki tac, pasy, podkłady) | 20-21     |
| Maty silikonowe do tac, mata na stół roboczy               | 21-22     |
| Pozycjonowanie narzędzi                                    | 23-24     |



## Tace sterylizacyjne z siatki drucianej

- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki są wkładane do wnętrza tac.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.
- Wielkość oczka w siatce 4,5 mm, średnica drutu 1 mm.
- Możliwe jest składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee

| NR KAT. | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|---------|------------------------------------|
| DJ-4401 | 105 x 240 x 30                     |
| DJ-4402 | 105 x 240 x 50                     |
| DJ-4403 | 105 x 240 x 60                     |
| DJ-4404 | 105 x 240 x 70                     |
| DJ-4405 | 105 x 240 x 100                    |
| DJ-4406 | 240 x 240 x 30                     |
| DJ-4407 | 240 x 240 x 50                     |
| DJ-4408 | 240 x 240 x 60                     |
| DJ-4409 | 240 x 240 x 70                     |
| DJ-4410 | 240 x 240 x 100                    |
| DJ-4411 | 240 x 250 x 30                     |
| DJ-4412 | 240 x 250 x 50                     |
| DJ-4413 | 240 x 250 x 60                     |
| DJ-4414 | 240 x 250 x 70                     |
| DJ-4415 | 240 x 250 x 100                    |
| DJ-4416 | 250 x 250 x 30                     |
| DJ-4417 | 250 x 250 x 50                     |
| DJ-4418 | 250 x 250 x 60                     |
| DJ-4419 | 250 x 250 x 70                     |
| DJ-4420 | 250 x 250 x 100                    |
| DJ-4421 | 405 x 250 x 30                     |
| DJ-4422 | 405 x 250 x 50                     |
| DJ-4423 | 405 x 250 x 60                     |
| DJ-4424 | 405 x 250 x 70                     |
| DJ-4425 | 405 x 250 x 100                    |

| NR KAT. | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|---------|------------------------------------|
| DJ-4426 | 480 x 240 x 30                     |
| DJ-4427 | 480 x 240 x 50                     |
| DJ-4428 | 480 x 240 x 60                     |
| DJ-4429 | 480 x 240 x 70                     |
| DJ-4430 | 480 x 240 x 100                    |
| DJ-4431 | 480 x 250 x 30                     |
| DJ-4432 | 480 x 250 x 50                     |
| DJ-4433 | 480 x 250 x 60                     |
| DJ-4434 | 480 x 250 x 70                     |
| DJ-4435 | 480 x 250 x 100                    |
| DJ-4436 | 480 x 480 x 30                     |
| DJ-4437 | 480 x 480 x 50                     |
| DJ-4438 | 480 x 480 x 60                     |
| DJ-4439 | 480 x 480 x 70                     |
| DJ-4440 | 480 x 480 x 100                    |
| DJ-4441 | 540 x 250 x 30                     |
| DJ-4442 | 540 x 250 x 50                     |
| DJ-4443 | 540 x 250 x 60                     |
| DJ-4444 | 540 x 250 x 70                     |
| DJ-4445 | 540 x 250 x 100                    |



| Pokrywy z zamknięciem obrotowym |                 |               |                  |
|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| WYMIARY [mm]<br>dł. x szer.     | Pojedyncza rama | Podwójna rama | Rama z wycięciem |
| 105 x 240                       | DJ-4455         | DJ-4455 D     | DJ-4455 DT       |
| 240 x 240                       | DJ-4456         | DJ-4456 D     | DJ-4456 DT       |
| 240 x 250                       | DJ-4457         | DJ-4457 D     | DJ-4457 DT       |
| 250 x 250                       | DJ-4458         | DJ-4458 D     | DJ-4458 DT       |
| 405 x 250                       | DJ-4459         | DJ-4459 D     | DJ-4459 DT       |
| 480 x 240                       | DJ-4460         | DJ-4460 D     | DJ-4460 DT       |
| 480 x 250                       | DJ-4461         | DJ-4461 D     | DJ-4461 DT       |
| 480 x 480                       | DJ-4462         | DJ-4462 D     | DJ-4462 DT       |
| 540 x 250                       | DJ-4463         | DJ-4463 D     | DJ-4463 DT       |

## Tace sterylizacyjne – perforowany bok – płaskie dno

- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki są wkładane do wnętrza tac.
- Wielkość oczka perforowanej ściany bocznej 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego 5 mm.
- Dno ze zgrzanej siatki o kwadratowym oczku 6 mm i średnicy drutu 1,2 mm.
- Dostępne jest obramowanie (opcja) umożliwiające składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee

| NR KAT.        | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|----------------|------------------------------------|
| <b>DJ-4545</b> | 120 x 250 x 50                     |
| <b>DJ-4546</b> | 120 x 250 x 60                     |
| <b>DJ-4547</b> | 120 x 250 x 70                     |
| <b>DJ-4548</b> | 120 x 250 x 100                    |
|                |                                    |
| <b>DJ-4549</b> | 240 x 250 x 50                     |
| <b>DJ-4550</b> | 240 x 250 x 60                     |
| <b>DJ-4551</b> | 240 x 250 x 70                     |
| <b>DJ-4552</b> | 240 x 250 x 100                    |
|                |                                    |
| <b>DJ-4553</b> | 405 x 250 x 50                     |
| <b>DJ-4554</b> | 405 x 250 x 60                     |
| <b>DJ-4555</b> | 405 x 250 x 70                     |
| <b>DJ-4556</b> | 405 x 250 x 100                    |
|                |                                    |
| <b>DJ-4557</b> | 480 x 250 x 50                     |
| <b>DJ-4558</b> | 480 x 250 x 60                     |
| <b>DJ-4559</b> | 480 x 250 x 70                     |
| <b>DJ-4560</b> | 480 x 250 x 100                    |

| NR KAT.              | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>DJ-4561</b>       | 540 x 250 x 50                     |
| <b>DJ-4562</b>       | 540 x 250 x 60                     |
| <b>DJ-4563</b>       | 540 x 250 x 70                     |
| <b>DJ-4564</b>       | 540 x 250 x 100                    |
|                      |                                    |
| <b>DJ-4565</b>       | 480 x 360 x 50                     |
| <b>DJ-4566</b>       | 480 x 360 x 60                     |
| <b>DJ-4567</b>       | 480 x 360 x 70                     |
| <b>DJ-4568</b>       | 480 x 360 x 100                    |
|                      |                                    |
| <b>DJ-4569</b>       | 480 x 480 x 50                     |
| <b>DJ-4570</b>       | 480 x 480 x 60                     |
| <b>DJ-4571</b>       | 480 x 480 x 70                     |
| <b>DJ-4572</b>       | 480 x 480 x 100                    |
|                      |                                    |
| <b>DJ-SPEC-2-220</b> | 270 x 220 x 60 *)                  |
| <b>DJ-SPEC-2-270</b> | 270 x 200 x 60 *)                  |
| <b>DJ-SPEC-2</b>     | 300 x 200 x 60 *)                  |



### Pokrywa – podwójna rama z zamknięciem obrotowym

| NR KAT.        | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. |
|----------------|-----------------------------|
| <b>DJ-4582</b> | 120 x 250                   |
| <b>DJ-4583</b> | 240 x 250                   |
| <b>DJ-4584</b> | 405 x 250                   |
| <b>DJ-4585</b> | 480 x 250                   |
| <b>DJ-4586</b> | 540 x 250                   |
| <b>DJ-4587</b> | 480 x 360                   |
| <b>DJ-4588</b> | 480 x 480                   |

### Pokrywa – pojedyncza rama z zamknięciem obrotowym

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>DJ-SPEC-LID-2</b> | 270 x 200 *) |
|----------------------|--------------|

\*) do wyczerpania zapasów



## Tace sterylizacyjne – perforowany bok – dno z siatki

- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki są wkładane do wnętrza tac.
- Wielkość oczka perforowanej ściany bocznej 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.
- Dno z siatki o kwadratowym oczku 6 mm i średnicy drutu 1,2 mm.
- Dostępne jest obramowanie (opcja) umożliwiające składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee

| NR KAT. | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|---------|------------------------------------|
| DJ-4610 | 240 x 120 x 30                     |
| DJ-4611 | 240 x 120 x 50                     |
| DJ-4612 | 240 x 120 x 60                     |
| DJ-4608 | 240 x 120 x 70                     |
| DJ-4609 | 240 x 120 x 100                    |
| DJ-4607 | 240 x 250 x 30                     |
| DJ-4613 | 240 x 250 x 50                     |
| DJ-4615 | 240 x 250 x 60                     |
| DJ-4616 | 240 x 250 x 70                     |
| DJ-4617 | 240 x 250 x 100                    |
| DJ-4656 | 405 x 250 x 30                     |
| DJ-4657 | 405 x 250 x 50                     |
| DJ-4658 | 405 x 250 x 60                     |
| DJ-4659 | 405 x 250 x 70                     |
| DJ-4660 | 405 x 250 x 100                    |
| DJ-4606 | 480 x 250 x 30                     |
| DJ-4618 | 480 x 250 x 50                     |
| DJ-4619 | 480 x 250 x 60                     |
| DJ-4620 | 480 x 250 x 70                     |
| DJ-4621 | 480 x 250 x 100                    |

| NR KAT.    | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|------------|------------------------------------|
| DJ-4661    | 540 x 250 x 30                     |
| DJ-4662    | 540 x 250 x 50                     |
| DJ-4663    | 540 x 250 x 60                     |
| DJ-4664    | 540 x 250 x 70                     |
| DJ-4665    | 540 x 250 x 100                    |
| DJ-4622    | 300 x 300 x 50                     |
| DJ-4623    | 300 x 300 x 60                     |
| DJ-SPEC-08 | 350 x 170 x 50 *)                  |
| DJ-4624    | 470 x 400 x 60                     |
| DJ-4625    | 480 x 480 x 50                     |
| DJ-4626    | 480 x 480 x 60                     |
| DJ-4628    | 500 x 300 x 50                     |
| DJ-4632    | 550 x 430 x 50                     |
| DJ-4634    | 600 x 300 x 60                     |



\*) do wyczerpania zapasów


| Pokrywy z zamknięciem obrotowym |                 |               |                     |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| WYMIARY [mm]<br>dł. x szer.     | Pojedyncza rama | Podwójna rama | Rama z<br>wycięciem |
| 240 x 120                       | DJ-4635         | DJ-4635 D     | DJ-4635 DT          |
| 240 x 250                       | DJ-4636         | DJ-4636 D     | DJ-4636 DT          |
| 405 x 250                       | DJ-4642         | DJ-4642 D     | DJ-4642 DT          |
| 480 x 250                       | DJ-4637         | DJ-4637 D     | DJ-4637 DT          |
| 540 x 250                       | DJ-4643         | DJ-4643 D     | DJ-4643 DT          |
| 300 x 300                       | DJ-4638         | DJ-4638 D     | DJ-4638 DT          |
| 480 x 480                       | DJ-4639         | DJ-4639 D     | DJ-4639 DT          |
| 500 x 300                       | DJ-4640         | DJ-4640 D     | DJ-4640 DT          |
| 600 x 300                       | DJ-4641         | DJ-4641 D     | DJ-4641 DT          |

## Tace sterylizacyjne SPRI

- Elektropolerowane, gładkie wykonanie bez zadziorów.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 3,5 mm.
- Wielkość oczka w siatce 6 mm, średnica drutu 1,5 mm.
- Możliwe jest składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee

| NR KAT.        | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|----------------|------------------------------------|
| <b>DJ-5000</b> | 250 x 170 x 70                     |
| <b>DJ-5001</b> | 340 x 250 x 70                     |
| <b>DJ-5002</b> | 450 x 340 x 70                     |



| Pokrywy do tac - zamknięcie na zacisk |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| NR KAT.                               | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. |
| <b>DJ-5003</b>                        | 250 x 170                   |
| <b>DJ-5004</b>                        | 340 x 250                   |
| <b>DJ-5005</b>                        | 450 x 340                   |



## Taca sterylizacyjna z pokrywką

Taca narzędziowa wykonana z blachy ze stali nierdzewnej elektropolerowanej.

Z nakładaną pokrywą.

Producent – Daud Jee

| NR KAT.        | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|----------------|------------------------------------|
| <b>DJ-4853</b> | 300 x 200 x 50 *)                  |

\*) do wyczerpania zapasów



## Kaseta na narzędzia stomatologiczne

Kaseta ze sprężynowym uchwytem na narzędzia stomatologiczne.

Każde narzędzie niezależnie czy jest grube czy cienkie jest indywidualnie mocowane za pomocą sprężyn.

Z pokrywą z zamknięciem obrotowym.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Producent – Daud Jee

| NR KAT.        | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|----------------|------------------------------------|
| <b>DJ-4244</b> | 203 x 140 x 38                     |



## Koszyki z drobnej siatki z pokrywą

Koszyki stosowane są dla zabezpieczenia delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane są drucianym zaciskiem.

- Gładkie wykonanie bez zadziórów, elektropolerowane.
- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Mają zaokrąglone krawędzie.
- Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).

Producent – Daud Jee

| NR KAT. | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|---------|------------------------------------|
| DJ-4343 | 40 x 40 x 20                       |
| DJ-4344 | 70 x 70 x 30                       |
| DJ-4345 | 80 x 40 x 20                       |
| DJ-4346 | 80 x 40 x 30                       |
| DJ-4347 | 80 x 80 x 34                       |
| DJ-4348 | 80 x 80 x 40                       |
| DJ-4349 | 90 x 90 x 50                       |
| DJ-4352 | 105 x 70 x 25                      |
| DJ-4353 | 141 x 50 x 40                      |
| DJ-4354 | 150 x 50 x 35                      |
| DJ-4350 | 150 x 110 x 20                     |
| DJ-4351 | 160 x 40 x 20                      |
| DJ-4355 | 180 x 130 x 20                     |
| DJ-4356 | 190 x 85 x 100                     |
| DJ-4357 | 200 x 100 x 35                     |
| DJ-4367 | 200 x 110 x 40                     |

| NR KAT. | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|---------|------------------------------------|
| DJ-4359 | 210 x 170 x 20                     |
| DJ-4358 | 220 x 140 x 50                     |
| DJ-4368 | 225 x 110 x 50                     |
| DJ-4369 | 235 x 120 x 60                     |
| DJ-4360 | 235 x 155 x 40                     |
| DJ-4361 | 240 x 90 x 40                      |
| DJ-4362 | 240 x 120 x 35                     |
| DJ-4365 | 250 x 200 x 20                     |
| DJ-4370 | 270 x 135 x 40                     |
| DJ-4363 | 275 x 175 x 35                     |
| DJ-4371 | 280 x 145 x 50                     |
| DJ-4364 | 280 x 170 x 60                     |
| DJ-4366 | 300 x 180 x 20                     |
| DJ-4372 | 400 x 250 x 50                     |



## Koszyki z drobnej siatki - zamknięcie typu Twist-off

Koszyki z obrotową pokrywą są stosowane dla zabezpieczenia delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania.

- Gładkie wykonanie bez zadziórów, elektropolerowane.
- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Mają zaokrąglone krawędzie.
- Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).

Producent – Daud Jee

| NR KAT.    | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|------------|------------------------------------|
| DJ-4344 RL | 70 x 70 x 30                       |
| DJ-4347 RL | 80 x 80 x 34                       |
| DJ-4348 RL | 80 x 80 x 40                       |
| DJ-4349 RL | 90 x 90 x 50                       |
| DJ-4350 RL | 150 x 110 x 20                     |
| DJ-4352 RL | 105 x 70 x 25                      |
| DJ-4353 RL | 141 x 50 x 40                      |
| DJ-4354 RL | 150 x 50 x 35                      |
| DJ-4355 RL | 180 x 130 x 20                     |
| DJ-4356 RL | 190 x 85 x 100                     |
| DJ-4357 RL | 200 x 100 x 35                     |
| DJ-4367 RL | 200 x 110 x 40                     |
| DJ-4359 RL | 210 x 170 x 20                     |

| NR KAT.    | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|------------|------------------------------------|
| DJ-4358 RL | 220 x 140 x 50                     |
| DJ-4368 RL | 225 x 110 x 50                     |
| DJ-4369 RL | 235 x 120 x 60                     |
| DJ-4360 RL | 235 x 155 x 40                     |
| DJ-4361 RL | 240 x 90 x 40                      |
| DJ-4362 RL | 240 x 120 x 35                     |
| DJ-4365 RL | 250 x 200 x 20                     |
| DJ-4370 RL | 270 x 135 x 40                     |
| DJ-4363 RL | 275 x 175 x 35                     |
| DJ-4371 RL | 280 x 145 x 50                     |
| DJ-4364 RL | 280 x 170 x 60                     |
| DJ-4366 RL | 300 x 180 x 20                     |
| DJ-4372 RL | 400 x 250 x 50                     |
| DJ-4369 RL | 235 x 120 x 60                     |




## Koszyki z mikrosiatki z pokrywą

Koszyki stosowane są dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane drucianym zaciskiem.

- Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane.
- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Mają zaokrąglone krawędzie.
- Wielkość oczka 1,0 mm, średnica drutu 0,5 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm.

Producent – Daud Jee

| NR KAT.    | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|------------|------------------------------------|
| DJ-4343 MM | 40 x 40 x 20                       |
| DJ-4344 MM | 70 x 70 x 30                       |
| DJ-4345 MM | 80 x 40 x 20                       |
| DJ-4346 MM | 80 x 40 x 30                       |
| DJ-4347 MM | 80 x 80 x 34                       |
| DJ-4348 MM | 80 x 80 x 40                       |
| DJ-4349 MM | 90 x 90 x 50                       |
| DJ-4352 MM | 105 x 70 x 25                      |
| DJ-4353 MM | 141 x 50 x 40                      |
| DJ-4354 MM | 150 x 50 x 35                      |
| DJ-4350 MM | 150 x 110 x 20                     |
| DJ-4351 MM | 160 x 40 x 20                      |
| DJ-4355 MM | 180 x 130 x 20                     |



## Koszyki z mikrosiatki - zamknięcie typu Twist-off

Koszyki z obrotową pokrywą są stosowane dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania.

- Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane.
- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Mają zaokrąglone krawędzie.
- Wielkość oczka 1,0 mm, średnica drutu 0,5 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm.

Producent – Daud Jee

| NR KAT.      | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|--------------|------------------------------------|
| DJ-4344 MMRL | 70 x 70 x 30                       |
| DJ-4347 MMRL | 80 x 80 x 34                       |
| DJ-4348 MMRL | 80 x 80 x 40                       |
| DJ-4349 MMRL | 90 x 90 x 50                       |
| DJ-4352 MMRL | 105 x 70 x 25                      |
| DJ-4353 MMRL | 141 x 50 x 40                      |
| DJ-4354 MMRL | 150 x 50 x 35                      |
| DJ-4350 MMRL | 150 x 110 x 20                     |
| DJ-4355 MMRL | 180 x 130 x 20                     |



## Koszyki perforowane z pokrywą


Koszyki całkowicie perforowane stosowane są dla zabezpieczenia delikatnych, mikro narzędzi i innych drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania.

- Elektropolerowane, gładkie zaokrąglone krawędzie, wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Zamykane płaską blaszką, pokrywy na zawiasach.
- Wielkość oczka perforacji 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).

Producent – Daud Jee

| NR KAT.        | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|----------------|------------------------------------|
| <b>DJ-2343</b> | 40 x 40 x 20                       |
| <b>DJ-2344</b> | 70 x 70 x 30                       |
| <b>DJ-2345</b> | 80 x 40 x 20                       |
| <b>DJ-2346</b> | 80 x 40 x 30                       |
| <b>DJ-2347</b> | 80 x 80 x 34                       |
| <b>DJ-2348</b> | 80 x 80 x 40                       |
| <b>DJ-2349</b> | 90 x 90 x 50                       |
| <b>DJ-2352</b> | 105 x 40 x 20                      |
| <b>DJ-2353</b> | 141 x 50 x 40                      |

| NR KAT.        | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|----------------|------------------------------------|
| <b>DJ-2354</b> | 150 x 50 x 35                      |
| <b>DJ-2350</b> | 150 x 110 x 20                     |
| <b>DJ-2351</b> | 160 x 40 x 20                      |
| <b>DJ-2355</b> | 190 x 85 x 35                      |
| <b>DJ-2356</b> | 200 x 100 x 35                     |
| <b>DJ-2358</b> | 200 x 110 x 40                     |
| <b>DJ-2359</b> | 225 x 110 x 50                     |
| <b>DJ-2357</b> | 240 x 90 x 40                      |



## Kosze dla narzędzi robotycznych (da Vinci)

### Kosze z silikonowymi wkładkami

Chronią instrumenty przed uszkodzeniem w trakcie ich obróbki i magazynowania.

- Elektropolerowane, gładkie wykonanie bez zadziorów.
- Wykonane są ze stali nierdzewnej.
- W komplecie pokrywa z zamknięciem obrotowym.


| NR KAT.             | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>DJ-SP-700-04</b> | 660 x 185 x 100 (4 Endo Wrist)     |
| <b>DJ-SP-700-06</b> | 660 x 255 x 100 (6 Endo Wrist)     |
| <b>DJ-7707010</b>   | 700 x 100 x 100 (2 Endo Wrist)     |
| <b>DJ-7707025-S</b> | 700 x 255 x 100 (6 Endo Wrist)     |

Producent- Daud Jee



| NR KAT.          | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|------------------|------------------------------------|
| <b>E.7770003</b> | 700 x 100 x 100 (1 Endo Wrist)     |
| <b>E.7770004</b> | 700 x 225 x 100 (4 Endo Wrist)     |

Producent- Entrhal



### Kosze dla delikatnej optyki systemów da Vinci generacji Xi Z kanałem na kabel.

| NR KAT.            | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>E.7770006.1</b> | 683 x 354 x 100                    |

Producent- Entrhal



## Kosze sterylizacyjne STE

Standardowe kosze STE do transportu i magazynowania. Wykonane są z ciągłego drutu – pełna ochrona przed zranieniem. Kosze można układać jeden na drugim, wieszać na haczykach, wózkach lub regałach.

- Średnica drutu obramowania górnego 6,0 mm, dolnego 5,0 mm.
- Średnica drutu z pętlą 2,5 mm.
- Elektropolerowane, gładkie, bez zadziorów.
- Kosze mogą być wykonane z wycięciem bocznym.

Producent – Hupfer

| NR KAT.           | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>HU.7500016</b> | 575 x 280 x 135                    |
| <b>HU.7500017</b> | 575 x 280 x 265                    |
| <b>HU.7500018</b> | 575 x 280 x 265 wycięcie boczne    |



### Przegroda/podziałka poprzeczna do kosza sterylizacyjnego STE

| NR KAT.           | WYMIARY [mm]<br>szer. x wys. | OPIS                        |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>HU.7500218</b> | 278 x 118                    | do kosza 575 x 280 x 135 mm |
| <b>HU.7500219</b> | 278 x 241                    | do kosza 575 x 280 x 265 mm |

Producent – Hupfer



### Przegroda/podziałka wzdłużna do kosza sterylizacyjnego STE

| NR KAT.           | WYMIARY [mm]<br>dł. x wys. | OPIS                        |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>DJ-DIV-135</b> | 575 x 135                  | do kosza 575 x 280 x 135 mm |
| <b>DJ-DIV-265</b> | 575 x 265                  | do kosza 575 x 280 x 265 mm |

Producent – Daud Jee




### Regał listwowy ścienny do koszy

Regał stosowany do magazynowania pakietów sterylizacyjnych.

- Składa się z dwóch listew ściennych z haczykami do zawieszenia koszy.
- **Kosze sterylizacyjne nie stanowią wyposażenia regału.**
- Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304).
- Profil konstrukcji 30x30 mm.
- Elementy montażowe dostarczane w komplecie.

| NR KAT.                 | WYSOKOŚĆ [mm] | OPIS       |
|-------------------------|---------------|------------|
| <b>GO.HMR4400-000AL</b> | 900           | 4 haczyki  |
| <b>GO.HMR4900-000AS</b> | 1 800         | 9 haczyków |




## Regał listwowy na kółkach do koszy

Regał stosowany do magazynowania pakietów sterylizacyjnych.

- 16 par haczyków – po 8 z każdej strony regału.
- Dwa uchwyty do prowadzenia.
- Kosze sterylizacyjne nie stanowią wyposażenia regału.
- Koła o średnicy 80 mm, dwa z blokadą, nad kołami odbojniki z tworzywa sztucznego.
- Odbojniki i bieżnia koła wykonane są z antystatycznego materiału nie brudzącego ścian i posadzki.
- Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304).

| NR KAT.                 | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. całk. | OPIS                                  |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>GO.HMR5800-053DN</b> | 530 x 600 x 1600                         | 16 haczyków<br>– po 8 z każdej strony |



## Kosz na 5 par butów operacyjnych

Kosz z elementami mocującymi buty w kształcie wspornika do przechowywania, transportu i czyszczenia 5 par butów operacyjnych.

Wykonany z wysokiej jakości elektropolerowanego drutu ze stali nierdzewnej, bez zadziórów.

Kosze można wieszać na haczykach, wózkach lub regałach (opcja pochylonego pozycjonowania)

Puste kosze można układać jeden w drugim.

Producent – Hupfer

| NR KAT.           | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. | OPIS                                           |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>HU.7501457</b> | 585 x 300 x 320                    | Kosz na 5 par obuwia<br>rozmiar obuwia 36 - 48 |



## Wózek do transportu

Platforma płaska z rączką.

Koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą.

Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304).

Przystosowany do transportu pojemników, koszy o wymiarach: 400 x 600 mm, 300 x 400 mm, 600 x 800 mm.

| NR KAT.              | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. | WYMIARY PLATFORMY [mm]<br>dł. x szer. |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>GO.TW05-096EK</b> | 960 x 660 x 900                    | 820 x 620                             |



## Kosze sterylizacyjne SPRI

Podwójne obramowanie – składane rączki. Kosze można ustawiać jeden na drugim – przy rączkach włożonych do środka lub jeden w drugi – przy rączkach wyłożonych na zewnątrz.

- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5,0 mm.
- Średnica drutu z pętlą 3,5 mm.
- Średnica drutu rączki 4 mm, waga kosza ok. 1,98 kg.
- Kosze są wykonane z elektropolerowanej stali nierdzewnej.

Producent – Hupfer

| NR KAT.           | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>HU.7593507</b> | 585 x 395 x 100                    |
| <b>HU.7593508</b> | 585 x 395 x 195                    |







## Kosze endoskopowe z pokrywą



Kosze endoskopowe z silikonowymi wkładkami chronią endoskopy przed uszkodzeniem w trakcie ich obróbki i magazynowania.


- Elektropolerowane, gładkie wykonanie bez zadziorów.
- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- W komplecie pokrywa z zamknięciem obrotowym.
- Średnica drutu z pętlą 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.

Producent – Daud Jee

| NR KAT.                                                                             | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. | INFORMACJE DODATKOWE                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DJ-4040</b>                                                                      | 180 x 80 x 52                      | Kosz na 1 endoskop                        |
|    |                                    |                                           |
| <b>DJ-4041</b>                                                                      | 290 x 80 x 52                      | Kosz na 1 endoskop<br>/kosz artroskopowy/ |
|   |                                    |                                           |
| <b>DJ-4043</b>                                                                      | 460 x 80 x 52                      | Kosz na 1 endoskop                        |
|  |                                    |                                           |
| <b>DJ-4045</b>                                                                      | 670 x 80 x 52                      | Kosz na 1 endoskop                        |
| <b>DJ-4047</b>                                                                      | 600 x 80 x 52                      | Kosz na 1 endoskop                        |
| <b>DJ-4048</b>                                                                      | 700 x 80 x 52                      | Kosz na 1 endoskop                        |
|  |                                    |                                           |

| NR KAT.                                                                               | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. | INFORMACJE DODATKOWE                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>DJ-4046</b>                                                                        | 640 x 150 x 77                     | Kosz na 2 endoskopy<br>/z koszykiem do małych<br>soczewek |
|     |                                    |                                                           |
| <b>DJ-4042</b>                                                                        | 290 x 80 x 52                      | Kosz na 2 endoskopy<br>/kosz artroskopowy/                |
|   |                                    |                                                           |
| <b>DJ-4044</b>                                                                        | 460 x 80 x 52                      | Kosz na 2 endoskopy                                       |
|  |                                    |                                                           |

| NR KAT.                                                                             | WYMIARY [mm]<br><i>dł. x szer. x wys.</i> | INFORMACJE DODATKOWE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>DJ-4049</b>                                                                      | 290 x 160 x 52                            | Kosz na 2 endoskopy  |
|    |                                           |                      |
| <b>DJ-4051</b>                                                                      | 460 x 160 x 52                            | Kosz na 2 endoskopy  |
|    |                                           |                      |
| <b>DJ-4053</b>                                                                      | 460 x 160 x 52                            | Kosz na 2 endoskopy  |
|   |                                           |                      |
| <b>DJ-4054</b>                                                                      | 310 x 150 x 77                            | Kosz na 2 endoskopy  |
|  |                                           |                      |
| <b>DJ-4066</b>                                                                      | 460 x 225 x 52                            | Kosz na 2 endoskopy  |
|  |                                           |                      |
| <b>DJ-4068</b>                                                                      | 580 x 160 x 52                            | Kosz na 2 endoskopy  |
|  |                                           |                      |




| NR KAT.                                                                               | WYMIARY [mm]<br><i>dł. x szer. x wys.</i> | INFORMACJE DODATKOWE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>DJ-4050</b>                                                                        | 290 x 160 x 52                            | Kosz na 2 endoskopy  |
|    |                                           |                      |
| <b>DJ-4052</b>                                                                        | 460 x 160 x 52                            | Kosz na 2 endoskopy  |
|    |                                           |                      |
| <b>DJ-4067</b>                                                                        | 460 x 225 x 52                            | Kosz na 2 endoskopy  |
|  |                                           |                      |
| <b>DJ-4069</b>                                                                        | 580 x 160 x 52                            | Kosz na 2 endoskopy  |
|  |                                           |                      |

## Separatory do pakietów



Separatory zapobiegają nadmiernemu pakowaniu, ułatwiają ułożenie pakietów pionowo na dłuższej krawędzi, co pozwala na odpowiednie spenetrowanie ich zawartości przez czynnik sterylizujący podczas procesu sterylizacji.

- Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304).
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Wykonane z drutu o średnicy 4,5 mm.



Producent – Daud Jee.



| NR KAT.         | WYMIARY [mm]<br>dł. x wys. | ROZSTAW | PRZESTRZENIE |
|-----------------|----------------------------|---------|--------------|
| <b>DJ-08730</b> | 230 x 102 x 102            | 41,5 mm | 5            |
| <b>DJ-08731</b> | 460 x 102 x 102            | 42 mm   | 10           |
| <b>DJ-08732</b> | 483 x 102 x 102            | 18 mm   | 21           |



|                 |                     |          |       |
|-----------------|---------------------|----------|-------|
| <b>DJ-08733</b> | 533 x 203 x 102/203 | 38/23 mm | 6 i 7 |
| <b>DJ-08734</b> | 533 x 203 x 203     | 48 mm    | 10    |



|                 |                 |        |   |
|-----------------|-----------------|--------|---|
| <b>DJ-08735</b> | 510 x 152 x 152 | 60 mm  | 8 |
| <b>DJ-08736</b> | 510 x 152 x 152 | 123 mm | 4 |

# Pojemniki na druty Kirschnera




| NR. KAT. | WYMIARY [mm]<br>wew. średnica<br>x długość | OPIS [mm]                                           | KSZTAŁT    | WYKONANIE       |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| IL.07473 | 20 x 170                                   | 1 komora, blacha perforowana                        | kwadratowy | stal nierdzewna |
| IL.07474 | 20 x 200                                   | 1 komora, blacha perforowana                        | kwadratowy | stal nierdzewna |
| IL.07475 | 20 x 330                                   | 1 komora, blacha perforowana                        | kwadratowy | stal nierdzewna |
| IL.07476 | 20 x 170                                   | 4 komory na druty o średnicy: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 | kwadratowy | stal nierdzewna |
| IL.07478 | 20 x 170                                   | 4 komory na druty o średnicy: 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 | kwadratowy | stal nierdzewna |
| IL.07430 | 22 x 170                                   | 1 komora, siatka rozmiar oczek 0,8 x 0,8            | okrągły    | stal nierdzewna |
| IL.07431 | 22 x 200                                   | 1 komora, siatka rozmiar oczek 0,8 x 0,8            | okrągły    | stal nierdzewna |
| IL.07461 | 22 x 330                                   | 1 komora, siatka rozmiar oczek 0,8 x 0,8            | okrągły    | stal nierdzewna |
| IL.07400 | 10 x 160                                   | 1 komora, rura perforowana                          | okrągły    | stal nierdzewna |
| IL.07466 | 10 x 180                                   | 1 komora, rura perforowana                          | okrągły    | stal nierdzewna |
| IL.07402 | 10 x 320                                   | 1 komora, rura perforowana                          | okrągły    | stal nierdzewna |
| IL.07421 | 10 x 440                                   | 1 komora, rura perforowana                          | okrągły    | stal nierdzewna |
| IL.07494 | 20 x 200                                   | 4 komory                                            | okrągły    | tytan           |
| IL.07495 | 20 x 350                                   | 4 komory                                            | okrągły    | tytan           |

Producent – Key Surgical/Steris



|             |          |                                          |         |                 |
|-------------|----------|------------------------------------------|---------|-----------------|
| DJ-CYL-30   | 30 x 240 | 1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1 | okrągły | stal nierdzewna |
| DJ-CYL-40   | 40 x 300 | 1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1 | okrągły | stal nierdzewna |
| DJ-CYL-30-1 | 30 x 400 | 1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1 | okrągły | stal nierdzewna |
| DJ-CYL-30-2 | 30 x 450 | 1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1 | okrągły | stal nierdzewna |
| DJ-CYL-30-3 | 30 x 500 | 1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1 | okrągły | stal nierdzewna |
| DJ-CYL-40-1 | 40 x 400 | 1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1 | okrągły | stal nierdzewna |
| DJ-CYL-40-2 | 40 x 450 | 1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1 | okrągły | stal nierdzewna |
| DJ-CYL-40-3 | 40 x 500 | 1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1 | okrągły | stal nierdzewna |

Producent – Daud Jee



|         |            |                  |         |                 |
|---------|------------|------------------|---------|-----------------|
| L.BSK05 | 76,2 x 660 | 1 komora, siatka | okrągły | stal nierdzewna |
|---------|------------|------------------|---------|-----------------|

Producent – LTA

## Pojemniki transportowe z nakładaną pokrywą

Uniwersalny, higieniczny pojemnik do transportu ze szczelnie przylegającą nakładaną pokrywą. Umożliwia bezpieczny transport artykułów brudnych lub czystych. Ma zamknięte uchwyty. Można go myć w myjni-dezynfektorze jeśli temperatura w komorze myjni nie przekroczy 100 °C. Pokrywa sprzedawana oddzielnie. Pojemniki można składować jeden na drugim.

Producent – Auer.

| NR KAT.        | WYMIARY ZEW. [cm]<br>dł. x szer. x wys. | WYMIARY WEW. [cm]<br>dł. x szer. x wys. | POJEMNOŚĆ<br>[l] |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| AR.PP201512 BP | 20 x 15 x 12                            | 17 x 12 x 11,5                          | 2                |
| AR.PP302012 BP | 30 x 20 x 12                            | 27 x 17 x 11,5                          | 5,3              |
| AR.PP302017 BP | 30 x 20 x 17                            | 27 x 17 x 16,5                          | 7,6              |
| AR.PP403007 BP | 40 x 30 x 7,5                           | 37 x 27 x 7                             | 6,9              |
| AR.PP403012 BP | 40 x 30 x 12                            | 37 x 27 x 11,5                          | 10               |
| AR.PP403017 BP | 40 x 30 x 17                            | 37 x 27 x 16,5                          | 15               |
| AR.PP403022 BP | 40 x 30 x 22                            | 37 x 27 x 21,5                          | 20               |
| AR.PP403027 BP | 40 x 30 x 27                            | 37 x 27 x 26,5                          | 26               |
| AR.PP403032 BP | 40 x 30 x 32                            | 37 x 27 x 31,5                          | 30               |
| AR.PP604007 BP | 60 x 40 x 7,5                           | 57 x 37 x 7                             | 15               |
| AR.PP604012 BP | 60 x 40 x 12                            | 57 x 37 x 11,5                          | 24               |
| AR.PP604017 BP | 60 x 40 x 17                            | 57 x 37 x 16,5                          | 35               |
| AR.PP604022 BP | 60 x 40 x 22                            | 57 x 37 x 21,5                          | 45               |
| AR.PP604027 BP | 60 x 40 x 27                            | 57 x 37 x 26,5                          | 56               |
| AR.PP604032 BP | 60 x 40 x 32                            | 57 x 37 x 31,5                          | 66               |
| AR.PP604042 BP | 60 x 40 x 42                            | 57 x 37 x 41,5                          | 88               |
| AR.PP806012 BP | 80 x 60 x 12                            | 77 x 57 x 10,5                          | 45               |
| AR.PP806022 BP | 80 x 60 x 22                            | 76,7 x 56,7 x 20,5                      | 87               |
| AR.PP806032 BP | 80 x 60 x 32                            | 77 x 57 x 30,5                          | 130              |
| AR.PP806042 BP | 80 x 60 x 42                            | 77 x 57 x 40,5                          | 172              |

### Pokrywy bez zawiasów

| NR KAT.       | WYMIARY [cm]<br>dł. x szer. |
|---------------|-----------------------------|
| AR.25 POKRYWA | 20 x 15                     |
| AR.32 POKRYWA | 30 x 20                     |
| AR.43 POKRYWA | 40 x 30                     |
| AR.64 POKRYWA | 60 x 40                     |
| AR.86 POKRYWA | 80 x 60                     |



## Pojemniki transportowe z pokrywą na zawiasach

Uniwersalny, higieniczny pojemnik do transportu ze szczelnie przylegającą pokrywą.  
 Umożliwia bezpieczny transport artykułów brudnych lub czystych. Ma zamknięte uchwyty.  
 Można go myć w myjni-dezynfektorze jeśli temperatura w komorze myjni nie przekroczy 100 °C.  
 Pokrywa w komplecie.  
 Pojemniki można składować jeden na drugim.  
 Producent – Auer.

| NR KAT.     | WYMIARY ZEW. [cm]<br>dł. x szer. x wys. | WYMIARY WEW. [cm]<br>dł. x szer. x wys. | POJEMNOŚĆ<br>[l] |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| AR.PP201512 | 20 x 15 x 13,5                          | 17 x 12 x 9,7                           | 2                |
| AR.PP302012 | 30 x 20 x 13,5                          | 27 x 17 x 9,7                           | 4,45             |
| AR.PP302017 | 30 x 20 x 18,5                          | 27 x 17 x 16,5                          | 7,57             |
| AR.PP403008 | 40 x 30 x 9,0                           | 37 x 27 x 5,2                           | 5,2              |
| AR.PP403012 | 40 x 30 x 13,5                          | 37 x 27 x 10,7                          | 10               |
| AR.PP403017 | 40 x 30 x 18,5                          | 37 x 27 x 14,7                          | 15               |
| AR.PP403022 | 40 x 30 x 23,5                          | 37 x 27 x 19,7                          | 20               |
| AR.PP403027 | 40 x 30 x 28,5                          | 37 x 27 x 24,7                          | 26               |
| AR.PP403032 | 40 x 30 x 33,5                          | 37 x 27 x 29,7                          | 30               |
| AR.PP604008 | 60 x 40 x 9,0                           | 57 x 37 x 6,3                           | 15               |
| AR.PP604012 | 60 x 40 x 13,5                          | 57 x 37 x 10,7                          | 24               |
| AR.PP604017 | 60 x 40 x 18,5                          | 57 x 37 x 15,7                          | 35               |
| AR.PP604022 | 60 x 40 x 23,5                          | 57 x 37 x 20,7                          | 45               |
| AR.PP604027 | 60 x 40 x 28,5                          | 57 x 37 x 25,7                          | 56               |
| AR.PP604032 | 60 x 40 x 33,5                          | 57 x 37 x 30,7                          | 66               |
| AR.PP604042 | 60 x 40 x 43,5                          | 57 x 37 x 40,7                          | 88               |
| AR.PP806012 | 80 x 60 x 13,5                          | 77 x 57 x 9,7                           | 45               |
| AR.PP806022 | 80 x 60 x 23,5                          | 77 x 57 x 19,7                          | 87               |
| AR.PP806032 | 80 x 60 x 33,5                          | 77 x 57 x 29,7                          | 130              |
| AR.PP806042 | 80 x 60 x 43,5                          | 77 x 57 x 39,7                          | 172              |

Dostępna opcja:  
 - z jedną lub dwiema rączkami (kuferkowe)



## Pojemnik z żółtą pokrywą

Pojemnik wykonany z nieprzezroczystego polipropylenu, zamykany szczelnie przylegającą kolorową pokrywą. Można go stosować w temperaturze do 75 °C. Pokrywa w komplecie. Producent – Key Surgical/Steris.

| NR. KAT.              | WYMIARY ZEWN. [mm]<br>dł. x szer. x wys. | WYMIARY WEWN. [mm]<br>dł. x szer. x wys. |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>IL.BGDNN70200G</b> | 525 x 325 x 200                          | 483 x 285 x 200                          |



## Niebieski pojemnik z pokrywą i sitem

Pojemnik wykonany z polipropylenu z pokrywą i sitem, kolor niebieski. Polipropylen odporny na temperaturę do 135 °C, nie sterylizować parą wodną w temperaturze 134 °C. Producent – LTA


| NR. KAT.         | WYMIARY ZEWN. [mm]<br>dł. x szer. x wys. | POJEMNOŚĆ |
|------------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>L.SST-835</b> | 890 x 200 x 145                          | 12 l      |



## Pojemniki z pokrywą i sitem

Można je sterylizować w temp. 134 °C w czasie max. 3,5 minuty. Producent – LTA

| NR. KAT.            | WYMIARY ZEWN. [mm]<br>dł. x szer. x wys. | KOLOR       |
|---------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>L.SST-2136</b>   | 533 x 330 x 152                          | Bursztynowy |
| <b>L.SST-283 RD</b> | 457 x 305 x 76                           | Czerwony    |



SST-2136



SST-283RD

## Pojemnik z pokrywą do przechowywania i transportu elastycznego endoskopu

Umożliwia bezpieczne, całkowite zanurzenie elastycznych sond w roztworze dezynfekującym, a pokrywa ogranicza wydzielanie się oparów. Wykonany z tworzywa ABS. Wyrób medyczny klasy I. Można go czyścić w temperaturze do 85 °C. Nie nadaje się do użycia w myjni-dezynfektorze lub sterylizatorze. Producent – LTA

| NR. KAT.      | WYMIARY [mm]<br>średnica x wys. | OPIS               |
|---------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>L.2220</b> | 510 x 150                       | Pojemnik z pokrywą |



Do czyszczenia pojemnika i pokrywy nie należy stosować proszków czyszczących lub metalowych szczotek.

## Wanny dezynfekcyjne z pokrywą

### Wanna dezynfekcyjna do transportu i dezynfekcji narzędzi

Wykonana z wysokiej jakości szarego polipropylenu.

Ma szczelnie przylegającą pokrywę z wyprofilowaną rączką.

Wymiar wanny jest dostosowany do dużych tac typu DIN.

Jest odporna na mycie i dezynfekcję termiczną do 80 °C.

Nie nadaje się do sterylizacji.

Producent – Hupfer

| NR. KAT.          | WYMIARY ZEW. [mm]  | WYMIARY WEW. [mm]  |
|-------------------|--------------------|--------------------|
|                   | dł. x szer. x wys. | dł. x szer. x wys. |
| <b>HU.7500882</b> | 590 x 290 x 192    | 550 x 255 x 170    |



### Wanny dezynfekcyjne z sitem

Wanienka z sitem i pokrywą, z podziałką wewnętrzną i nakładką dociskającą.

Posiadają doskonałą kompatybilność materiałową ze wszystkimi środkami myjąco-dezynfekcyjnymi.

Producent - Schulke

| NR. KAT.       | WYMIARY ZEW. [mm]  | WYMIARY WEW. [mm]  | POJEMNOŚĆ [l]             |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
|                | dł. x szer. x wys. | dł. x szer. x wys. |                           |
| <b>SC.WD3</b>  | 300 x 185 x 125    | 250 x 150 x 120    | 3                         |
| <b>SC.WD5</b>  | 555 x 205 x 135    | 500 x 170 x 120    | 5                         |
| <b>SC.WD10</b> | 400 x 300 x 180    | 340 x 260 x 170    | 10                        |
| <b>SC.WD30</b> | 620 x 405 x 240    | 560 x 370 x 225    | 30 / z korkiem odpływowym |



## Oslony narożników tac

### Silikonowe osłony narożników tac, wielorazowego użytku

Odporne na temperaturę do 134°C



| NR. KAT.            | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys.                                                                                 | KOLOR / OPIS | OPAK.<br>[szt.] |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>IL.50063</b>     | 76 x 54 x 33                                                                                                       | Fioletowy    | 100             |
| <b>L.50062YL *)</b> | 76 x 54 x 33                                                                                                       | Żółty        | 4               |
| <b>IL.09097</b>     | Kolor naturalny, silikonowy stoper do mocowania zawieszek, etykiet i silikonowych narożników fioletowych i żółtych |              | 100             |
| <b>KS.CS9113</b>    | ok. 71 x 71 x 30                                                                                                   | Jasnozielony | 80              |

Producent – Key Surgical/Steris, \*) Producent - LTA

### Piankowe osłony narożników tac, jednorazowego użytku

Odporne na temperaturę do 134°C

| NR. KAT.           | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. | KOLOR     | OPAK. [szt.] |
|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>IL.CS-9125C</b> | ok. 152 x 152 x 32                 | Niebieski | 320 (80x4)   |

Producent – Key Surgical/Steris




### Papierowe osłony narożników tac, jednorazowego użytku

Odporne na temperaturę do 134°C

| NR. KAT.          | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys. | KOLOR           | OPAK. [szt.] |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>IL.42007KS</b> | 100 x 100 x 50                     | Biały, 270 g/m2 | 600          |

Producent – Key Surgical/Steris



## Pasy ochronne do pakietów

Pasy chronią integralność zewnętrznych opakowań przed rozerwaniem spowodowanym przenoszeniem, przesuwaniem pakietów, kontaktem z ostrymi przedmiotami lub krawędziami.

Pasy mogą być stosowane w sterylizacji parowej.

Są idealnym rozwiązaniem dla ciężkich zestawów np. ortopedycznych.

Wytworzone są z dwóch warstw: pianki i papieru medycznego

(warstwę papierową stosujemy na zewnątrz).

Zapewniają amortyzację, jednocześnie umożliwiając przenikanie pary.

Produkt jednorazowego użytku.

Producent – Westfield



| NR KAT.            | WYMIARY<br>szer. x dł. | OPAK.   |
|--------------------|------------------------|---------|
| <b>WM.FTPN7530</b> | 75 mm x 30 m           | 8 rolek |

## Podkłady do zestawów ortopedycznych

Podkłady absorpcyjne wytworzone są ze 100% celulozy – gramatura 140 g/m<sup>2</sup>.

Przeznaczone do ciężkich zestawów, stosowane pod tace/ kosze.

Chronią przed ostrymi narożnikami, krawędziami tac i koszy zapewniając jednocześnie wchłanianie kondensatów podczas sterylizacji.

Producent – LTA

| NR KAT.          | WYMIARY [mm]<br>szer. x dł. | OPAK.<br>[szt.] |
|------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>L.SK-1224</b> | 300 x 600                   | 100             |
| <b>L.SK-2030</b> | 500 x 700                   | 48              |



## Mata silikonowa na stół roboczy

Mata silikonowa chroni blat stołu i zabezpiecza delikatne narzędzia przed uszkodzeniem.

Gładka powierzchnia o grubości 2 mm, łatwa do utrzymania w czystości.

**Maksymalny wymiar maty: szerokość 1,2 m x długość 3,0 m.**

Na życzenie klienta jest docinana na dowolny wymiar.

Producent – Key Surgical/Steris

| NR. KAT.        | WYMIARY                                          | KOLOR         |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>IL.08700</b> | dowolny na życzenie - wycena za 1 m <sup>2</sup> | Transparentny |
| <b>IL.08701</b> | dowolny na życzenie - wycena za 1 m <sup>2</sup> | Zielony       |
| <b>IL.08703</b> | dowolny na życzenie - wycena za 1 m <sup>2</sup> | Niebieski     |



## Maty silikonowe do tac


Maty silikonowe służą do stabilizacji delikatnych narzędzi podczas sterylizacji, czyszczenia w myjni-dezynfektorze i transportu. Perforacja i specjalne „jeżyki” umożliwiają odpowiednią wentylację i przenikanie czynnika sterylizującego: pary, tlenu etylenu i plazmy  $VH_2O_2$ .

| NR. KAT.         | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. | KOLOR / OPIS |
|------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>BS.222319</b> | 220 x 230                   | Niebieski    |
| <b>BS.242519</b> | 240 x 250                   | Niebieski    |
| <b>BS.462319</b> | 460 x 230                   | Niebieski    |
| <b>BS.482519</b> | 480 x 250                   | Niebieski    |
| <b>BS.503019</b> | 500 x 300                   | Niebieski    |
| <b>BS.522319</b> | 520 x 230                   | Niebieski    |
| <b>BS.002M</b>   | 565 x 545                   | Niebieski    |
| <b>BS.009M</b>   | 760 x 480                   | Niebieski    |



|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| <b>IL.08321</b> | 500 x 320 | Niebieski |
|-----------------|-----------|-----------|

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| <b>L.2-2025</b> | 197 x 197 | Niebieski |
| <b>L.2-1405</b> | 198 x 86  | Niebieski |
| <b>L.2-3215</b> | 337 x 209 | Niebieski |
| <b>L.2-1055</b> | 445 x 191 | Niebieski |
| <b>L.2-1215</b> | 465 x 210 | Niebieski |
| <b>L.2-4005</b> | 502 x 239 | Niebieski |
| <b>L.2-6005</b> | 536 x 249 | Niebieski |



|                                                  |             |        |
|--------------------------------------------------|-------------|--------|
| matę można dociąć na mniejsze sekcje (10x100 mm) |             |        |
| <b>IL.08698</b>                                  | 1 000 x 245 | Różowy |


|                 |           |        |
|-----------------|-----------|--------|
| <b>L.SP2313</b> | 229 x 127 | Różowy |
| <b>L.SP4622</b> | 229 x 222 | Różowy |
| <b>L.SP2719</b> | 276 x 194 | Różowy |



Maty silikonowe nakładane na narzędzia na tacy  
Odpowiednie do myjni-dezynfektorów

|                 |           |                         |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| <b>IL.08600</b> | 540 x 320 | Niebieski, grubość 2 mm |
|-----------------|-----------|-------------------------|

|                         |           |                                    |
|-------------------------|-----------|------------------------------------|
| struktura plastra miodu |           |                                    |
| <b>IL.08601</b>         | 480 x 250 | Niebieski - elastyczne obramowanie |
| <b>IL.08602</b>         | 238 x 248 | Niebieski - elastyczne obramowanie |



### System mocowania na tacy 8 naczyń typu nerka

Wykonany ze stali nierdzewnej.

| NR. KAT.        | WYMIARY [mm]<br>dł. x wys. | OPAK.<br>[szt.] |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>IL.20459</b> | 460 x 220 x 165            | 1               |



### Uchwyty do mocowania narzędzi na tacy

Dwa rodzaje uchwytów, w tym jeden z regulowaną szerokością  
DJ-4141 – min. zamknięcie 60 mm, max. otwarcie 220 mm.  
Całkowita wysokość uchwytów to 39 mm.

Są łatwo adaptowalne do wszystkich typów narzędzi.  
Można je łatwo zdemontować dla potrzeb czyszczenia.

| NR. KAT.       | WYMIARY [mm]<br>dł. x szer. x wys.       |
|----------------|------------------------------------------|
| <b>DJ-4141</b> | 220 x 60-220 x 39 / regulowana szerokość |
| <b>DJ-4142</b> | 220 x 60 x 39                            |



### Silikonowy uchwyt do pozycjonowania 5 instrumentów

| NR. KAT.        | WYMIARY [mm]<br>dł. x wys. | OPIS         | OPAK. [szt.] |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>IL.08949</b> | 125 x 25                   | Otwór Ø 4 mm | 6            |



### Piankowy stabilizator z nacięciami do narzędzi

| NR. KAT.         | DŁUGOŚĆ [mm] | OPAK. [szt.] |
|------------------|--------------|--------------|
| <b>L.FTA-201</b> | 460          | 16           |




# System pozycjonowania narzędzi

Silikonowe uchwyty do pozycjonowania narzędzi są umieszczone na specjalnej belce przymocowanej do tacy za pomocą śrubek.

Belki o różnych długościach (45, 60, 123, 175, 226, 275 mm) wykonane są ze stali nierdzewnej, można je zamocować do każdego rodzaju tac.

Silikonowe uchwyty są dostępne w różnych rozmiarach (średnice otworów 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) i różnych typach wykonania (A, B, C, D).

Dostępne również zestawy startowe zawierające 70 elementów (mały) lub 320 elementów (duży).






Pozycjoner typu:

A

B

C

D



**Sterigat Sp. z o.o.**

Biurowe Handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

tel. +48 22 379 71 60 e-mail: [sterigat@sterigat.pl](mailto:sterigat@sterigat.pl)

STERIGAT 2025, Niniejszy materiał przeznaczony jest dla profesjonalistów, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik zawartych w tym materiale w formie elektronicznej i innej bez zgody autora zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej.

**STERIGAT**